

USER MANUAL

ENSURE YOUR BEST RESULTS

MANUEL D'UTILISATION

BÉNÉFICIEZ DE RÉSULTATS OPTIMAUX!

MANUAL DE USUARIO

¡ASEGURA LOS MEJORES RESULTADOS!

BENUTZERHANDBUCH

SICHERN SIE SICH DIE BESTEN ERGEBNISSE

MANUALE UTENTE

ASSICURATI I MIGLIORI RISULTATI!

사용 설명서

최상의 결과를 보장합니다!

用户手册

确保获得最佳效果!

**TABLE OF CONTENTS /
SOMMAIRE /
ÍNDICE DE CONTENIDO /
INHALTSVERZEICHNIS /
INDICE / 목차 / 目录**

Getting to Know Your Device	2 - 3
Se Familiariser Avec L'appareil	
Conoce Tu Dispositivo	
Ihr Gerät	
Conosci il Tuo Dispositivo	
기기에 대해 알아보기	
了解您的仪器	
English	4 - 13
Français	14 - 23
Español	24 - 33
Deutsch	34 - 43
Italiano	44 - 53
한국어	54 - 61
英語	62 - 69
General Specifications	70 - 71
Caractéristiques Générales	
Especificaciones Generales	
Allgemeine Spezifikationen	
Specifiche Generali	
일반 사양	
总体规格	

**GETTING TO KNOW YOUR DEVICE /
SE FAMILIARISER AVEC L'APPAREIL /**

CONOCE TU DISPOSITIVO /

IHR GERÄT / CONOSCERE IL DISPOSITIVO /

기기에 대해 알아보기 / 了解您的仪器

**1) Spheres
(Electrodes)**

Sphères (Electrodes)
Esferas (Electrodes)
Kugeln (Elektroden)
Sfere (elettrodi)
구체(전극)
电极球

**2) Dual Function Power Button: ON/OFF
+ Intensity Control Up/Down**

Bouton d'alimentation à double fonction : Marche/Arrêt + Contrôle d'intensité haut/bas
Botón de encendido de doble función: ON/OFF + Más/ Menos intensidad
Power-Knopf mit doppelter Funktion: AN/AUS + Intensitätsregelung hoch/niedrig
Pulsante di accensione a doppia funzione: ON/OFF + Controllo intensità Su/Giù
이중 기능 전원 버튼: 기기 켜기/끄기 + 강도 조정 강/약
双功能电源按钮: 开/关; 强度增强/减弱

3) Energizing Hum Indicates The Device Is On (Not Shown)

Un bourdonnement énergisant indique que l'appareil est allumé (non illustré)
El zumbido energizante indica que el dispositivo está encendido (no se muestra)
Brummen zeigt an, dass das Gerät eingeschaltet ist (nicht abgebildet)
Ronzio stimolante che indica che il dispositivo è acceso (non mostrato)
윙윙거리는 소리는 기기가 켜져 있음을 나타냅니다(표시되지 않음)
电蜂鸣声表明仪器已开启 (未显示)

**4) White LED Power/
Treatment Modes**

Voyants DEL blancs d'alimentation/intensité
Luces led de encendido/intensidad blancas
Weiße LED-Leuchten = Power und Intensität
Luci di accensione LED bianche/Luci di intensità
백색 LED 전원/강도 표시등
白色LED功率/强度灯

**5) NuFACE FIX® Line Smoothing Serum
(Microcurrent Activator) 0.5 fl oz / 15 mL**

Sérum NuFACE FIX® (activateur de microcourant) 0,5 fl oz/15 mL
Sérum lisador de líneas NuFACE FIX® (activador de microcorrientes) 0,5 fl. oz./15 mL
NuFACE FIX® Glättendes Serum (Mikrostromaktivator) 0,5 fl oz / 15 ml
Siero levigante NuFACE FIX® Line (Attivatore di microcorrente) 0,5 fl oz / 15 mL
NuFACE FIX® 라인 스무딩 세럼 (마이크로커런트 액티베이터) 0.5 fl oz / 15 mL
NuFACE FIX®平滑細紋精華 (微电流激活器) 0.5 fl oz / 15 mL

**6) USB Charging Cable
(Not Shown)**

Câble de chargement USB (non illustré)
Cable de carga USB (no se muestra)
USB-Ladekabel (nicht abgebildet)
Cavo ricarica USB (non mostrato)
USB 충전 케이블 (표시되지 않음)
USB充电线 (未显示)

**7) USB to AC Wall Adaptor
(Sold Separately/Not Shown)**

Adaptateur mural USB vers CA (vendu séparément/non illustré)
Adaptador de USB a toma de corriente CA (se vende por separado/no se muestra)
USB-zu-AC-Wandadapter (separat erhältlich/nicht abgebildet)
Adattatore a parete da USB a CA (Venduto separatamente/Non mostrato)
USB-AC 벽면 어댑터 (별도 판매/표시되지 않음)
USB转AC墙式适配器 (单独销售/未显示)

**N U F A C E®
FIX MicroWand**



The FIX MicroWand device produces low levels of microcurrent which is emitted through the two spherical probes as they both touch the skin. Prior to using the FIX MicroWand device, the selected area of the skin to be treated is first prepped with a NuFACE® Microcurrent Activator to moisturize the skin and ensure optimal microcurrent conductivity. The two spherical probes are then gently glided over the skin to deliver the electrical impulses per the selected treatment setting. Microcurrent is an aesthetic modality providing electrical current in millionths of an ampere and has the ability to increase the firmness of the skin and muscles.

INTENDED USE

The NuFACE FIX MicroWand Device is intended for facial stimulation and is indicated for over-the-counter cosmetic use. Any consequence resulting from misuse, application of the device to other parts of the body or face that are not approved for use, connection to improper voltage sources, dirty, spares, expired or non-NuFACE conductive alternative, or any other improper application is neither the responsibility of NuFACE nor its affiliates.

DO NOT use on infants and children under the age of 18. Keep this device out of the reach of children and pets.

IMPORTANT INFORMATION

- Use the FIX MicroWand Device only as described within this User Manual.
- The risks and dangers of using the device in any way that does not follow this User Manual are unknown.
- Your NuFACE FIX MicroWand Device has a unique serial number located on the back of the device. Record your serial number and register your device online at www.NuFACE.com.
- The NuFACE device is designed for cosmetic use only.
- The device should be operated, transported, and stored in the manner specified in this manual.
- Failure to use and maintain the device and corresponding attachments in accordance with the instructions outlined in this manual will void the warranty and may result in product damage or physical injury.
- The long-term effects of transcutaneous electrical stimulators are unknown.
- Apply stimulation only to normal, intact, clean, healthy skin.
- Avoid applying excessive pressure when using the device.
- Skin irritation or hypersensitivity may occur due to the electrical stimulation and / or use of the NuFACE® Microcurrent Activator.
- A microcurrent sensation may occur while using the device. Using a lower intensity and/or additional activator may be needed to reduce the sensation.
- Skin may become dry during treatment in which Microcurrent Activator may need to be reapplied.
- A perception of flashing lights may occur if device is used near or around the eye region due to stimulation of retina and/or optic nerve from the electrical current. The perception of flashing lights is not harmful.
- **DO NOT** use the device if you see any signs of damage or leaks from the device.
- **DO NOT** remove the battery of the device.
- **DO NOT** store or leave the device under the sun or on a hot surface.
- Follow all local regulations and waste management guidelines for safely disposing devices containing batteries.
- The device has been designed to provide freedom from unacceptable risk when used under normal conditions and reasonably foreseeable hazards. In the event of complete loss of treatment function, the device does not pose a risk to the user.

CONTRAINDICATIONS FOR USE

Consult your healthcare provider if you have any pre-existing or potential health conditions that may be impacted by use of the device including those listed below.

- **DO NOT** use if you have an electronic implanted device such as a defibrillator, neurostimulator, pacemaker, or ECG Monitor. If you use a body-worn medical device, such as an insulin pump, consult your healthcare provider.
- **DO NOT** use this device if you have impaired cognition.

CONTRAINDICATIONS FOR USE (CONTINUED)

- **DO NOT** use this device if you have an infection, tuberculosis, or swelling of bone tissue.
- **DO NOT** use if you are pregnant.
- **DO NOT** use if you have any active cancer or over any suspicious or cancerous lesion.
- **DO NOT** use this device if you have a history of epilepsy or seizures.
- **DO NOT** use this device if you have a history of cardiac failure.
- **DO NOT** use in areas of impaired skin sensation
- **DO NOT** use if you have hemorrhagic conditions or bleeding disorders
- **DO NOT** use this device on any area of the body other than instructed in this manual including across the chest, the temples, upper back, and groin area.
- **DO NOT** use this device directly on the anterior neck, over the carotid artery/sinus.
- Consult your healthcare provider if any of the contraindications above apply to you.

PRECAUTIONS

- If you are under the care of a physician, consult your physician before using this device.
- Apply stimulation only to normal, intact, clean, healthy skin.
- **DO NOT** use Microcurrent Activator or FIX MicroWand directly on lips or eyes.
- Use caution when using this device near metal implants, locally over areas of swollen, infected, or inflamed areas or skin eruptions, e.g., phlebitis, thrombophlebitis, broken capillaries, varicose veins, etc.
- Use caution when using this device if you have deep-vein thrombosis, impaired circulation, chronic wounds, or skin disease (e.g. Eczema)
- Use caution to avoid applying electrical stimulation near the thyroid gland.
- **DO NOT** operate FIX MicroWand Device in the presence of electronic monitoring equipment (e.g., heart monitors, heart tracing or in close proximity (eg. 1 m) to shortwave, microwave or electromagnetic therapy equipment as it may cause the medical equipment to malfunction.
- Use of accessories and cables other than those sold by NuFACE® may result in increased electronic emissions, decreased electronic immunity of the system, damage to the device, or injury.
- Only use the external charging cable provided with the FIX MicroWand Device. Optional SVAC 1A USB to AC wall adapters can purchased directly from NuFACE or authorized NuFACE sellers. The optional power adapter is marked NuFACE®. Always position the power adapter so it is accessible in case it is needed to be disconnected from the wall outlet.

⚠ WARNINGS

DO NOT apply stimulation or use the device:

- Directly on lips or eyes.
- While bathing or showering.
- At extreme temperatures.
- If you suspect the device is damaged or not functioning properly.
- While driving or operating machinery.
- **DO NOT** disassemble the device as this may cause damage, malfunction, electrical shock, fire, or injury. There are no user-serviceable parts inside.

Note: Disassembly voids the warranty

Discontinue use of the device and contact your healthcare provider if you experience any of the following:

- Persistent pain or discomfort.
- Discomfort or any difficulty breathing or swallowing.
- Negative or harmful reaction(s) or injury.
- Symptoms of hypertension (dizziness or lightheadedness).
- Constant headaches and/or painful sensations.
- Skin irritation or burning.
- Unpleasant sensations on skin during use.
- Consistent flashing lights without the use of your device.
- If you experience any negative reactions while using the device and/or the microcurrent activator.

BEFORE USING YOUR NEW DEVICE

Follow these important steps before using your new device:

- 1) Remove from the box your FIX MicroWand device, USB charging cable.
- 2) Connect your FIX MicroWand Device to a USB outlet to begin charging, safely away from any source of water, on a counter or tabletop. The lights will increasingly illuminate, indicating that your device is charging. All of the lights will stay illuminated when device is fully charged.


Note: The FIX MicroWand Device will not turn on when it is charging.

- 3) **IMPORTANT: Charge your FIX MicroWand Device for 4 hours before the first use.** The white LED light flashes to indicate that the beauty device is charging. When charging is complete, the white lights will light up continuously.
- 4) **IMPORTANT: Test your skin to make sure you are not sensitive to the NuFACE Microcurrent Activator.** To do so, rub a dime-sized amount of Microcurrent Activator on your forearm and leave for 15-30 minutes before washing it off. If an allergic reaction (rash, redness, etc) develops, immediately contact NuFACE for recommendations on alternative NuFACE formulas. You should not initiate treatment with the FIX MicroWand Device until your reaction to the Microcurrent Activator has been resolved.
- 5) When your FIX MicroWand Device is ON it will emit an energizing hum and the white LEDs will illuminate.
- 6) **IMPORTANT: Always ensure that the two (2) spheres remain in direct contact with the skin.** Avoid pulling or stretching the skin during treatment.
- 7) The FIX MicroWand Device energizing hum will emit 3 rapid pulses during treatment when the battery needs recharging. Note: The FIX MicroWand Device will NOT contract the muscles. The current is soft, soothing, and mild when used correctly.

TREATMENT AREAS


Help address fine lines and wrinkles around these treatment areas: Forehead, Eye Area, and Mouth Area (Nasolabial Folds).

IMPORTANT: Avoid using the device directly on your lips or eyes.



TREATMENT TECHNIQUES

Ensuring that both spheres are in contact with the skin, apply light to medium pressure while using the FIX MicroWand Device feathering technique.



DEVICE INTENSITY INDICATOR

LED LIGHT INDICATOR	TREATMENT MODE
1 LED	●○○○ Eye Area (Undereye)
2 LED	●●○○ Mouth Area (Smile Lines)
3 LED	●●●○ Fine Lines (Forehead)

HOW TO USE YOUR DEVICE

The instructions below are designed to provide the most effective results when followed correctly.

1) CLEANSE

- Cleanser your face with an oil-free cleanser. Men should shave before treatment — facial hair can interfere with the conductivity of the spheres.

Note: Any cream, lotion, self-tanner, and/or oil-based products on the skin can block the microcurrent.

2) ACTIVE

IMPORTANT: Always apply a NuFACE Microcurrent Activator when using your device.

- Apply a mask-like layer of the NuFACE Microcurrent Activator section-by-section as you treat.
- Reapply activator if skin becomes dry during treatment in order to continue safely using device.

3) PREPARE YOUR DEVICE

- Unplug the USB Cable from your FIX MicroWand Device and turn it ON by pressing the Power Button; the white LEDs will illuminate, and the energizing hum will begin when the device is ON.

4) BEGIN TREATMENT

- I. Pick an area on your face to begin your treatment (See **TREATMENT AREAS**)
- II. The FIX MicroWand device has three treatment modes. The treatment mode can be changed with a quick press of the Power Button.
- III. Select the proper LED Light Indicator/Treatment Mode (See **DEVICE INTENSITY INDICATOR**)
- IV. Place the device directly on your skin and keep both spheres in contact during treatment to keep the microcurrent flowing.
- V. Apply light to medium pressure to begin treatment.
- VI. During treatment, apply any of the following techniques: Circular, Horizontal, Vertical motions (See **TREATMENT TECHNIQUES**).

You can treat one or more treatment areas for the full 3-minute cycle.

IMPORTANT: If you feel the electrical current and / or experience a tingling sensation on your skin, do the following:

- **Add more NuFACE Microcurrent Activator to the area you are treating.** The device will NOT contract the muscles when used as instructed.

5) FINISH TREATMENT

- Your FIX MicroWand Device will automatically turn OFF after a 3-minute treatment.
- The device can also be turned OFF by holding the power button while the device is running until the indicator LEDs turn off, and the device stops humming.
- After treatment is complete and device is turned off, massage remaining NuFACE Microcurrent Activator into skin followed by eye cream, moisturizer, and SPF.

Go to the section '**CARING FOR YOUR DEVICE**' for instructions on cleaning and maintaining your device.

TREATMENT FREQUENCY

- The FIX MicroWand Device may be used up to 2 times a day per treatment area.
- 5 days a week.
- Can be used as the finishing step to your NuFACE TRINITY+ or MINI+ treatment.

For more advanced treatment options and holds, download the **NuFACE Smart App**, or visit our website at www.NuFACE.com.

RESULTS

Results may vary based on skin type and skin condition. Optimal results are achieved with regular use.

CARING FOR YOUR FIX MicroWand DEVICE

Storage:

The device is intended to be stored and used at room temperature. Use caution prior to using the device if it has been stored or not used for an extended period of time. Inspect the device and do not use it if there are any signs of internal battery leaks.

Cleaning:

• Slightly dampen a soft, lint-free cloth with water or rubbing alcohol to clean your device after every treatment. Visually inspect the cleaned surfaces for contamination. If dirt or contamination is still present, repeat the cleaning steps described above. If contamination cannot be removed contact your call center for additional instructions.

- **DO NOT submerge your device in water at any time.**

Charging:

- Before first use, charge your FIX MicroWand Device for 4 hours.
- The device will NOT turn on when it is charging.
- For continued optimal battery life, it is recommended to charge your device regularly.
- After being fully charged, the device shall operate for up to 40 full 3-minute treatment cycles.
- Keep the product out of the reach of children when charging.
- Keep the product away from high temperature, open flame and water sources when charging to prevent short circuiting or damaging the battery.
- Plug the charger into a wall outlet away from water, and within a location that can be accessed and disconnected easily.

Battery Care:

For ideal battery life, we recommend charging your device when the low battery indicator (1 LED light only) is displayed on your device and the low battery indicator begins.

Check Battery:

To check your device battery level, **hold the power button down on your device for one (1) second**. The battery level will be illuminated through the three (3) LEDs:

LED LIGHT INDICATOR	BATTERY POWER
No LED Lights	○○○ No Battery Power A full charge cycle of four (4) hours is recommended before use.
1 LED Flashing	⦿○○ Critical Battery. Not enough charge to start a treatment.
1 LED	●○○ Low Battery
2 LEDs	●●○ Medium Battery
3 LEDs	●●● Full Battery

CARING FOR YOUR FIX MicroWand DEVICE (CONTINUED)

Note: The rechargeable battery of the FIX MicroWand Device is not removable by the user. Use caution prior to using the device if it has been stored or not used for an extended period of time. Inspect the device and do not use it if there are any signs of internal battery leaks.

Disposal:

IMPORTANT: If disposing of the device, do not put into a fire. Dispose of the device and its batteries per local regulations.

TROUBLESHOOTING

Device Not Turning On:

Check to see if your device is fully charged.

- If the device does not turn ON, the battery may be drained.
- A full charge cycle of four (4) hours may be required for the device.
- For additional information go to the "Battery" section in this user guide.

Resetting Your Device:

- To reset your device, plug your device into the power supply.
- Hold down the power button for **10 seconds**.
- The 1st and 3rd LEDs will blink three (3) times.
- Once the LEDs stop blinking you may start using your device.

DO NOT attempt to troubleshoot by disassembling the product as this will void the warranty and may cause injury.

CUSTOMER SUPPORT

If you are still experiencing issues with your device, contact NuFACE Client Services at info@nuface.com or call **888-360-9171** (US Only).

WARRANTY

NuFACE® warrants that all NuFACE® devices and attachments are free from manufacture defects in materials and workmanship for a period of two (2) years from the date of your original purchase. Our obligation under this Warranty is limited to replacement of the product which will not extend the period of your Warranty. This Warranty does not cover damage covered by abuse, improper care, application of harmful chemicals, product that may have been altered in any way, loss of the device and product purchased from an unauthorized seller.

NO OTHER WARRANTY EXPRESSED OR IMPLIED, WHETHER OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE OR OF MERCHANTABILITY OR OF ANY OTHER KIND, SHALL EXIST IN RESPECT TO SUCH PRODUCT.

For Devices Purchased in the US: For more information about your warranty or to initiate a warranty claim and receive a return authorization number, contact our Client Services Team via our website at www.NuFACE.com or by calling **888-360-9171**. A receipt must be shown from an authorized seller as proof of purchase.

For Devices Purchased Outside of the US, International Returns, and International Warranties: For all product purchased outside of the United States, warranty and returns are per your place of purchase—spa, retailer, or distributor. Please consult your receipt or place of purchase for their return and warranty policy.

TECHNICAL INFORMATION

The NuFACE® FIX MicroWand complies with the requirements of IEC 60601-1-2:2014 (EMC Collateral Standard) including the E-field susceptibility requirements at a 10 volts per meter, at frequencies from 80 MHz to 2.7 GHz. However, even at this level of device immunity, certain transmitting devices (cellular phones, two-way radios, cordless phones, paging transmitters, RFID devices, etc.) emit radio frequencies that could interrupt FIX MicroWand operation if operated in a range too close to the device. Users should be aware of possible radio frequency interference if portable devices are operated in close proximity to the FIX MicroWand. It is recommended that transmitting devices such as cellular phones, two-way radios, cordless phones, etc. not be located within 10 feet of the FIX MicroWand during treatment. The NuFACE® FIX MicroWand complies with the requirements of IEC 60601-1-2:2014 for Radiated and Conducted Emissions in Group 1 Class B.

The NuFACE® FIX MicroWand complies with the requirements of IEC 60601-1-2:2014 for Harmonic distortion in Harmonic classification A.

ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY INFORMATION

- The FIX MicroWand device is intended and suitable for use in a Home Healthcare Environment.
- The FIX MicroWand device does not incorporate any form of radio frequency or wireless technologies and was tested to not cause harmful interference to other devices.
- The FIX MicroWand functions and performance are not expected to be degraded when operated within a Home Healthcare Environment.
- When cleaning the device, follow the care and maintenance instructions provided in this User Manual.
- When charging the device, follow the instructions provided in this User Manual.

The FIX MicroWand device was tested to be compliant with the applicable Electromagnetic Compatibility (EMC) tests per IEC 60601-1-2 (2020) and IEC 60601-4-2.

Emissions

TEST	TEST STANDARD	COMPLIANCE CLASSIFICATION
Radiated RF Emissions	CISPR 11	(Group 1, Class B) Home Healthcare Environment
Conducted RF Emissions Flashing	CISPR 11	(Group 1, Class B) Home Healthcare Environment
Harmonic Distortion	IEC 61000-3-2	Compliant
Voltage Fluctuations and Flicker	IEC 61000-3-3	Compliant

Enclosure Immunity

TEST	TEST STANDARD	COMPLIANCE CLASSIFICATION
Electrostatic Discharge (ESD)	IEC 61000-4-2	± 8kV contact ±2 kV, ±4 kV, ±8 kV, ±15kV air
Radiated RF EM Field	IEC 61000-4-3	10 V/m 80 MHz to 2.7 GHz 80% AM at 1 kHz
Proximity Fields from RF Wireless communications Equipment	IEC 61000-4-3	See RF Wireless Test Level table below
Rated power frequency magnetic fields	IEC 61000-4-8	30A/m 50 Hz or 60 Hz

ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY INFORMATION (CONTINUED)

Inport AC Power Immunity

TEST	TEST STANDARD	IMMUNITY TEST LEVEL
Electrical fast transient / bursts	IEC 61000-4-4	±2 kV 100 kHz repetition frequency
Surges Line-to-line	IEC 61000-4-5	±0.5 kV, ±1 kV
Surges Line-to-ground	IEC 61000-4-5	±0.5 kV, ±1 kV, ±2 kV
Conducted disturbances induced by RF fields	IEC 61000-4-6	3 V 015 – 80 MHz 6 V in ISM and amateur radio bands between 015 MHz and 80 MHz 80 % AM at 1 kHz
Voltage dips	IEC 61000-4-11	0 % UT; 0.5 cycle At 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270° and 315° 0% UT; 1 cycle and 70% UT; 25/30 cycles Single Phase: at 0°
Voltage interruptions	IEC 61000-4-11	0% UT; 250/300 cycle

RF Wireless Test Levels

RF WIRELESS TEST LEVELS PER IEC 60601-1-2		
FREQUENCY RANGE (MHz)	SERVICE	IMMUNITY TEST LEVEL (V/M)
385	TETRA 400	27
450	GMRS 460, FRS 460	28
710	LTE Band 13, 17	9
745		9
780		9
810		GSM 800/900, TETRA 800, iDEN 820, CDMA 850, LTE Band 5
870	GSM 1800; CDMA 1900; GSM 1900; DECT; LTE Band 1, 3, 4, 25; UMTS	28
930		28
1720		28
1845	28	28
1970		28
2450	Bluetooth, WLAN, 80211 b/g/n, RFID 2450, LTE Band 7	28

ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY INFORMATION (CONTINUED)















RF WIRELESS TEST LEVELS PER IEC 60601-1-2		
FREQUENCY RANGE (MHz)	SERVICE	IMMUNITY TEST LEVEL (V/M)
5240	WLAN 802.11 a/n	9
5500		9
5785		9



Conforms to EN IEC/UL: Device - 60601-1, 60601-1-6, 62366-1, 60601-1-11, 60601-2-10, 60601-1-2, 60529, 62133-2, 60335-1, 60335-2-23 Power Supply - 60950-1, 60068-2-70

SYMBOLS

One or more of the following markings may appear on the device, User Manual or packaging.

-  European Conformity
-  UK Conformity Assessed
-  Nemko Electrical Safety Certification Program
-  European Representative
-  Part Number
-  Operator's Manual; Operating Instructions
-  Refer to Instruction Manual/Booklet
-  Manufacturer
-  Complies with European Restriction of Hazardous Substances Directive 2002/95/EC
-  Product must be disposed of in accordance with the WEEE directive
-  Type BF applied part, which is equipment that provides a particular degree of protection against electric shock. Particularly regarding allowable leakage current and of the protective earth connection.
-  Class II double insulated electrical device
-  Protection against dust: Protection against splashed water
-  Detachable power supply part

L'appareil FIX MicroWand émet un microcourant de faible intensité lorsque les deux sondes sphériques sont en contact avec la peau. Avant d'utiliser l'appareil FIX MicroWand, la zone de peau à traiter doit avoir été préparée avec un activateur de microcourant NuFACE® afin d'hydrater la peau et de garantir une conductivité optimale du microcourant. Les deux sondes sphériques glissent délicatement sur la peau pour transmettre les impulsions électriques selon les paramètres de traitement choisis. Le microcourant est une modalité esthétique qui émet un courant électrique de l'ordre de milliampères d'ampère, capable de raffermir la peau et les muscles.

UTILISATION PRÉVUE

L'appareil FIX MicroWand de NuFACE a été spécialement conçu pour stimuler le visage et convient à une utilisation cosmétique en vente libre. NuFACE et ses affiliés ne peuvent être tenus responsables d'aucune conséquence résultant d'une mauvaise utilisation, d'une application de l'appareil sur d'autres parties du corps ou du visage pour lesquelles l'utilisation n'a pas été approuvée, d'une connexion à des sources de tension inappropriées, de sphères souillées, d'une solution conductrice alternative périmée ou n'appartenant pas à NuFACE, ou toute autre application inappropriée. **NE PAS** utiliser cet appareil sur des nourrissons et des enfants de moins de 18 ans. Conservez cet appareil hors de portée des enfants et des animaux.

INFORMATIONS IMPORTANTES

- Utilisez l'appareil FIX MicroWand conformément aux instructions de ce manuel d'utilisation uniquement.
- Les risques et dangers associés à l'utilisation de l'appareil d'une manière non conforme aux instructions de ce manuel sont inconnus.
- Votre appareil FIX MicroWand de NuFACE comporte un numéro de série unique inscrit au dos de l'appareil. Enregistrez votre numéro de série et votre appareil en ligne sur www.NuFACE.com.
- L'appareil NuFACE a été conçu pour un usage cosmétique uniquement.
- L'appareil doit être utilisé, transporté et rangé de la façon indiquée dans ce manuel d'utilisation.
- Une utilisation et un entretien de l'appareil et des accessoires correspondants non conformes aux instructions de ce manuel d'utilisation entraîneront l'annulation de la garantie et peuvent causer des dommages à l'appareil ainsi que des blessures physiques.
- Les effets à long terme des stimulateurs électriques transcutanés sont inconnus.
- Appliquez les stimulations uniquement sur une peau normale, intacte, propre et saine.
- Évitez d'exercer une pression forte quand vous utilisez l'appareil.
- Une irritation ou une hypersensibilité de la peau peut se produire en raison de la stimulation électrique et/ou de l'utilisation de l'activateur de microcourant NuFACE®.
- Une sensation de microcourant peut être ressentie lors de l'utilisation de l'appareil. Il peut être nécessaire de diminuer l'intensité ou d'utiliser davantage d'activateur pour réduire cette sensation.
- La peau peut devenir sèche pendant le traitement, auquel cas il peut être nécessaire d'appliquer une nouvelle couche d'activateur de microcourant.
- Vous pouvez percevoir une lumière clignotante si l'appareil est utilisé autour de la zone des yeux en raison de la stimulation de la rétine et/ou du nerf optique par le courant électrique. Percevoir cette lumière n'est pas nocif.
- NE PAS** utiliser l'appareil en cas de signes d'endommagement ou de fuites de l'appareil.
- NE PAS** retirer la batterie de l'appareil.
- NE PAS** ranger ou laisser l'appareil dans un endroit exposé au soleil ou sur une surface chaude.
- Conformez-vous aux réglementations locales et aux directives relatives à la gestion des déchets pour jeter de manière appropriée les appareils contenant des batteries.
- L'appareil a été conçu pour éviter tout risque inacceptable lorsqu'il est utilisé dans des conditions normales et en présence de dangers raisonnablement prévisibles. En cas de perte d'efficacité totale du traitement, l'appareil ne pose aucun risque pour l'utilisateur.

CONTRE-INDICATIONS D'UTILISATION

Consultez votre professionnel de la santé si vous avez des problèmes de santé préexistants ou potentiels qui pourraient être affectés par l'utilisation de l'appareil, notamment ceux énumérés ci-dessous.

- NE PAS** utiliser cet appareil si vous avez un appareil électronique implanté tel qu'un défibrillateur, un neurostimulateur, un stimulateur cardiaque ou un moniteur ECG. Si vous portez un appareil médical sur votre corps, tel qu'une pompe à insuline, consultez votre professionnel de la santé.
- NE PAS** utiliser cet appareil si vous présentez un déficit cognitif.
- NE PAS** utiliser cet appareil si vous souffrez d'une infection, de tuberculose ou d'un œdème osseux.
- NE PAS** utiliser cet appareil si vous êtes enceinte.
- NE PAS** utiliser cet appareil si vous souffrez d'un cancer et évitez son utilisation sur toute lésion suspecte ou cancéreuse.
- NE PAS** utiliser cet appareil si vous avez déjà souffert de crises d'épilepsie ou de convulsions.
- NE PAS** utiliser cet appareil si vous avez des antécédents d'insuffisance cardiaque.
- NE PAS** utiliser sur des zones ayant des sensations altérées.
- NE PAS** utiliser si vous avez des troubles hémorragiques ou de la coagulation.
- NE PAS** utiliser cet appareil sur d'autres zones du corps que celles indiquées dans ce manuel, notamment sur la poitrine, les tempes, le haut du dos et l'aîne.
- NE PAS** utiliser cet appareil directement sur la partie antérieure du cou, sur l'artère carotide ou le bulbe carotidien.
- Consultez votre professionnel de la santé si l'une des contre-indications ci-dessus s'applique à vous.

PRÉCAUTIONS

- Si vous êtes suivi par un médecin, consultez-le avant d'utiliser cet appareil.
- Appliquez les stimulations uniquement sur une peau normale, intacte, propre et saine.
- NE PAS** utiliser l'activateur de microcourant ou l'appareil FIX MicroWand directement sur les lèvres ou les yeux.
- Faites preuve de prudence lorsque vous utilisez cet appareil à proximité d'implants métalliques, sur une peau enflée, infectée ou enflammée, ou sur toute éruption cutanée (ex. : phlébites, thrombophlébites, capillaires éclatés, varices, etc.).
- Faites preuve de prudence lorsque vous utilisez cet appareil si vous souffrez de thrombose veineuse profonde, de troubles de circulation, de plaies chroniques ou d'une maladie de la peau (ex. : eczéma).
- Veuillez à ne pas appliquer de stimulation électrique à proximité de la glande thyroïde.
- NE PAS** faire fonctionner l'appareil FIX MicroWand en présence d'équipement de surveillance électronique (ex. : moniteur cardiaque, tracé du rythme cardiaque) ou à proximité (ex. : à 1 mètre) d'un équipement de thérapie électromagnétique, à ondes courtes ou micro-ondes, car cela pourrait empêcher le bon fonctionnement de l'équipement médical.
- L'utilisation d'accessoires et de câbles autres que ceux vendus par NuFACE® peut entraîner des émissions électroniques accrues, une diminution de l'immunité électronique du système, des dommages à l'appareil ou des blessures.
- Utilisez uniquement le câble de chargement fourni avec votre appareil FIX MicroWand.
- Vous pouvez vous procurer en option des adaptateurs muraux 5VAC 1A USB vers CA directement auprès de NuFACE ou de vendeurs NuFACE autorisés. L'adaptateur de courant porte l'inscription «NuFACE®». Placez toujours l'adaptateur de façon accessible en cas de nécessité de le débrancher de la prise murale.

⚠ AVERTISSEMENTS

NE PAS appliquer de stimulation/utiliser l'appareil :

- Directement sur les lèvres ou les yeux.
- Pendant le bain ou la douche.
- Dans des températures extrêmes.
- Si vous soupçonnez que l'appareil est endommagé ou ne fonctionne pas correctement.
- En conduisant ou en utilisant des machines.
- NE PAS** démonter l'appareil, car cela pourrait causer des dommages, des dysfonctionnements, des décharges électrostatiques, un feu ou des blessures. L'appareil ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur.

Remarque : Le fait de démonter l'appareil annule toute garantie.

⚠ AVERTISSEMENTS (SUITE)

Cessez d'utiliser l'appareil et contactez votre professionnel de la santé dans l'un des cas suivants :

- Douleur ou gêne persistante.
- Gêne ou toute difficulté à respirer ou à avaler.
- Réaction négative ou nocive ou blessure.
- Symptômes d'hypertension (vertiges ou étourdissements).
- Maux de tête constants et/ou sensations douloureuses.
- Irritation ou brûlure de la peau.
- Sensations désagréables sur la peau pendant l'utilisation.
- Lumières clignotantes constantes en dehors de l'utilisation de l'appareil.
- Si vous ressentez des réactions négatives lors de l'utilisation de l'appareil et/ou de l'activateur de microcourant.

AVANT D'UTILISER VOTRE NOUVEL APPAREIL

Suivez ces étapes importantes avant de commencer à utiliser votre nouvel appareil :

- 1) Retirez votre appareil FIX MicroWand et le câble de chargement USB de la boîte.
- 2) Connectez l'appareil FIX MicroWand à une sortie USB pour commencer à le charger, sur une table ou un comptoir, à l'écart de toute source d'eau. Les voyants s'allument de manière croissante pour indiquer que votre appareil est en train de se charger. Une fois que l'appareil est entièrement chargé, tous les voyants resteront allumés.


Remarque : L'appareil FIX MicroWand ne s'allume PAS lorsqu'il est en charge.

- 3) **IMPORTANT :** Chargez l'appareil FIX MicroWand pendant 4 heures avant la première utilisation. La lumière DEL blanche clignote pour indiquer que l'appareil est en cours de chargement. Une fois la charge terminée, les voyants blancs s'allumeront en continu.
- 4) **IMPORTANT :** Effectuez un test cutané pour vous assurer que vous ne faites pas de réaction à l'activateur de microcourant NuFACE. Pour ce faire, appliquez une quantité d'activateur de microcourant de la taille d'une pièce de dix cents sur votre avant-bras et laissez-le reposer pendant 15 à 30 minutes avant de le rincer. Si une réaction allergique (éruption cutanée, rougeur, etc) se développe, veuillez contacter immédiatement NuFACE pour obtenir des recommandations de formules NuFACE alternatives. Ne commencez pas le traitement avec l'appareil FIX MicroWand tant que votre problème de réaction allergique à l'activateur de microcourant n'a pas été résolu.
- 5) Lorsque l'appareil FIX MicroWand est allumé, il émet un bourdonnement énergisant et les DEL blanches s'allument.
- 6) **IMPORTANT :** Veillez à ce que les deux (2) sphères restent en contact direct avec la peau. Évitez d'étirer la peau au cours du traitement.
- 7) Lorsque la batterie a besoin d'être rechargée, le bourdonnement de l'appareil FIX MicroWand émet 3 brefs impulsions pendant le traitement. Remarque : L'appareil FIX MicroWand NE contracte PAS les muscles. Lorsque l'appareil est utilisé correctement, le courant est doux, apaisant et léger.

ZONES DE TRAITEMENT


Aide à éliminer/combattre les rides et ridules autour de ces zones de traitement : Front, contour des yeux et de la bouche (silons naso-géniens).

IMPORTANT : Évitez d'utiliser l'appareil directement sur les lèvres ou les yeux.



TECHNIQUES DE TRAITEMENT

En vous assurant que les deux sphères sont en contact avec la peau, exercez une pression douce à modérée en appliquant une technique d'« effleurage » de l'appareil FIX MicroWand.



INDICATEUR D'INTENSITÉ DE L'APPAREIL

VOYANT LUMINEUX DEL	MODE DE TRAITEMENT
1 voyant	● ○ ○ Contour des yeux (cernes)
2 voyant	● ● ○ Contour de la bouche (rides du sourire)
3 voyant	● ● ● Ridules (front)

COMMENT UTILISER VOTRE APPAREIL

Les instructions ci-dessous ont été rédigées pour fournir les résultats les plus efficaces si vous les suivez correctement.

1) NETTOYER

- Nettoyez votre visage avec un produit sans huile. Nous conseillons aux hommes de se raser avant le traitement, car les poils du visage peuvent nuire à la conductivité des sphères. **Remarque :** les crèmes, lotions, autobronzants et/ou tout autre produit à base d'huile sur la peau peuvent bloquer le microcourant.

2) ACTIVER

IMPORTANT : Appliquez toujours un activateur de microcourant NuFACE lorsque vous utilisez l'appareil.

- Appliquez une couche d'activateur de microcourant NuFACE une zone après l'autre lors du traitement.
- Renouvelez l'application de l'activateur si la peau devient sèche pendant le traitement afin de continuer d'utiliser l'appareil en toute sécurité.

3) PRÉPARER L'APPAREIL

- Débranchez le câble USB de l'appareil FIX MicroWand et allumez l'appareil en appuyant sur le bouton Marche : les DEL blanches s'allument et le bourdonnement démarre.

4) COMMENCER LE TRAITEMENT

I. Choisissez une zone de votre visage pour commencer votre traitement (voir ZONES DE TRAITEMENT)

II. L'appareil FIX MicroWand dispose de trois modes de traitement. Le mode de traitement peut être modifié en appuyant rapidement sur le bouton d'alimentation.

III. Sélectionnez l'indicateur lumineux DEL/le mode de traitement approprié (voir INDICATEUR D'INTENSITÉ DE L'APPAREIL)

IV. Placez l'appareil directement sur votre peau et gardez le contact avec les deux sphères pendant le traitement pour maintenir le microcourant.

V. Exercez une pression douce à modérée pour commencer le traitement.

VI. Pendant le traitement, appliquez l'une des techniques suivantes : Mouvements circulaires, horizontaux, verticaux (voir TECHNIQUES DE TRAITEMENT). Vous pouvez traiter une ou plusieurs zones de traitement à la fois pendant le cycle de 3 minutes.

COMMENT UTILISER VOTRE APPAREIL (SUITE)

IMPORTANT : Si vous ressentez le courant électrique et/ou une sensation de picotement sur votre peau, procédez comme suit :

- **Appliquez davantage d'activateur de microcourant NuFACE sur la zone que vous traitez.** L'appareil NE contracte PAS les muscles lorsqu'il est utilisé conformément aux instructions.

5) TERMINER LE TRAITEMENT

- L'appareil FIX MicroWand s'éteint automatiquement après un traitement de trois minutes.
- L'appareil peut également être éteint en maintenant enfoncé le bouton d'alimentation pendant que l'appareil est en marche jusqu'à ce que les voyants DEL s'éteignent et que l'appareil cesse d'émettre un bourdonnement.
- Une fois le traitement terminé et l'appareil éteint, faites pénétrer le reste de l'activateur de microcourant NuFACE dans la peau en massant, puis appliquez une crème pour le contour des yeux, une crème hydratante et une protection FPS.

Consultez la section « **ENTRETIEN DE L'APPAREIL** » pour obtenir des instructions de nettoyage et d'entretien de l'appareil.

FRÉQUENCE DE TRAITEMENT

- L'appareil FIX MicroWand peut être utilisé jusqu'à 2 fois par jour par zone de traitement, 5 jours par semaine.
- Peut être utilisé comme étape finale aux traitements TRINITY+ ou MINI+ de NuFACE.

Pour des options de traitements et des techniques plus avancées, téléchargez l'application intelligente NuFACE ou rendez-vous sur notre site Web www.NuFACE.com.

RÉSULTATS

Les résultats sont susceptibles de varier selon le type et l'état de la peau. Les meilleurs résultats sont obtenus avec une utilisation régulière.

ENTRETIEN DE L'APPAREIL FIX MicroWand

Rangement :

- L'appareil doit être utilisé et rangé dans une pièce à température ambiante. Soyez vigilant lorsque vous utilisez l'appareil après l'avoir entreposé pour une période prolongée ou après une longue période sans utilisation. Examinez l'appareil et ne l'utilisez pas si vous remarquez un quelconque signe de fuite de la batterie interne.

Nettoyage :

- Humidifiez légèrement un chiffon doux et non pelucheux avec de l'eau ou de l'alcool à friction pour nettoyer votre appareil après chaque traitement. Inspectez visuellement les surfaces nettoyées pour déceler toute trace de contamination. Si vous observez encore des traces de saleté ou de contamination, répétez les étapes de nettoyage ci-dessus. Si vous n'arrivez pas à éliminer les traces de contamination, contactez votre centre d'appels pour obtenir des instructions supplémentaires.
- **NE JAMAIS immerger l'appareil dans l'eau.**

Chargement :

- Avant la première utilisation, chargez votre appareil FIX MicroWand pendant 4 heures.
- L'appareil ne s'allume PAS lorsqu'il est en charge.
- Pour une durée de vie optimale de la batterie, nous recommandons de charger l'appareil régulièrement.
- Après une charge complète, l'appareil devrait être opérationnel pour 40 cycles de traitement de 3 minutes.
- Tenez le produit hors de portée des enfants et des animaux lorsqu'il est en charge.
- Protégez le produit des températures élevées, des flammes nues et des sources d'eau lorsqu'il est en charge afin d'éviter tout court-circuit ou endommagement de la batterie.
- Branchez le chargeur sur une prise murale à l'écart de l'eau et dans un endroit accessible pour pouvoir le débrancher facilement.

ENTRETIEN DE L'APPAREIL FIX MicroWand (SUITE)

Soin De La Batterie :

Afin d'optimiser la durée de vie de la batterie, nous recommandons de charger l'appareil lorsque l'indicateur de batterie faible (1 seul voyant DEL) s'affiche sur votre appareil et à l'apparition de l'indicateur de batterie faible.

Vérification De La Batterie :

Pour vérifier le niveau de charge de la batterie de votre appareil, **appuyez sur le bouton d'alimentation de votre appareil pendant une (1) seconde**. Le niveau de batterie est indiqué par les trois (3) voyants :

VOYANT LUMINEUX DEL	ÉTAT DE LA BATTERIE
Aucun voyant DEL	○○○ Batterie épuisée Un cycle de charge complet de quatre (4) heures est recommandé avant toute utilisation.
1 voyant clignotant	○●○○ Batterie très faible Le niveau de charge est insuffisant pour démarrer un traitement.
1 voyant	●○○ Batterie faible
2 voyants	●●○ Batterie moyennement chargée
3 voyants	●●● Batterie pleinement chargée

Remarque : La batterie rechargeable de l'appareil FIX ne peut être retirée par l'utilisateur. Soyez vigilant lorsque vous utilisez l'appareil après l'avoir entreposé pour une période prolongée ou après une longue période sans utilisation. Examinez l'appareil et ne l'utilisez pas si vous remarquez un quelconque signe de fuite de la batterie interne.

Mise Au Rebut :

IMPORTANT : Ne jetez pas l'appareil dans le feu. Jetez l'appareil et ses batteries conformément à la réglementation locale.

DÉPANNAGE

L'appareil ne s'allume pas :

Vérifiez que l'appareil est complètement chargé.

- Si l'appareil ne s'allume pas, la batterie est peut-être complètement déchargée.
- Un cycle de charge complet de quatre (4) heures peut être requis pour l'appareil.
- Pour plus d'informations, consultez la section « Batterie » de ce manuel d'utilisation.

Réinitialiser l'appareil :

- Pour réinitialiser l'appareil, branchez votre appareil au bloc d'alimentation.
- Maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant **10 secondes**.
- Les 1er et 3e voyants DEL clignoteront trois (3) fois.
- Une fois que les voyants auront cessé de clignoter, vous pourrez commencer à utiliser votre appareil.

NE PAS tenter de dépanner le produit en le démontant, au risque d'annuler la garantie et de causer des blessures.

ASSISTANCE CLIENT

Si vous rencontrez toujours des problèmes avec votre appareil, contactez le service client de NuFACE à l'adresse info@NuFACE.com ou appelez le **888 360-9171** (États-Unis uniquement).

GARANTIE

NuFACE® garantit que tous les appareils et accessoires NuFACE® sont exempts de défauts de fabrication en termes de matériaux et de main-d'œuvre pendant une période de deux (2) ans à compter de la date de l'achat initial. Notre obligation au titre de cette garantie se limite au remplacement du produit, ce qui ne prolongera pas la période de garantie. Cette garantie ne couvre pas les dommages causés par une utilisation abusive, un entretien inadéquat, l'application de produits chimiques nocifs, un produit qui a pu être modifié d'une quelconque manière, la perte de l'appareil et les produits achetés auprès d'un vendeur non autorisé.

IL N'EXISTE AUCUNE AUTRE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE CONCERNANT CE PRODUIT, QU'ELLE SOIT D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER, DE QUALITÉ MARCHANDE OU DE TOUT AUTRE TYPE.

Pour les appareils achetés aux É.-U. : Pour plus d'informations sur votre garantie ou pour demander un remplacement dans le cadre de la garantie et recevoir un numéro d'autorisation de retour, contactez notre équipe du service client via notre site Web www.NuFACE.com ou en appelant le **888 360-9171**. Il est nécessaire de présenter le reçu d'un vendeur autorisé comme preuve d'achat.

Pour les appareils achetés hors des É.-U., retours internationaux et garanties

internationales : Concernant les produits achetés à l'extérieur des États-Unis, les opérations de garantie et les retours se font à votre lieu d'achat : spa, détaillant ou distributeur. Veuillez consulter votre reçu ou votre lieu d'achat pour connaître la politique de retour et de garantie.

INFORMATIONS TECHNIQUES

L'appareil FIX MicroWand de NuFACE® se conforme aux exigences de la CEI 60601-1-2:2014 (Norme collatérale CEM) et aux exigences de susceptibilité électrique à 10 volts par mètre, à des fréquences allant de 80 MHz à 27 GHz. Cependant, même avec un tel niveau d'immunité, certains dispositifs de transmission (cellulaires, radios bidirectionnelles, téléphones sans fil, téléviseurs, appareils RFID, etc.) émettent des fréquences radio susceptibles d'interrompre le fonctionnement de l'appareil FIX MicroWand s'ils sont utilisés à courte portée de l'appareil. Les utilisateurs doivent être conscients des éventuelles interférences de fréquence radio si des appareils portables sont utilisés à proximité de l'appareil FIX MicroWand. Lorsque l'appareil FIX MicroWand est en cours d'utilisation, nous recommandons d'éviter l'utilisation de dispositifs de transmission tels que des cellulaires, radios bidirectionnelles ou téléphones sans fil à moins de 3 mètres/10 pieds. L'appareil FIX MicroWand de NuFACE® se conforme aux exigences de la CEI 60601-1-2:2014 sur les Émissions Rayonnées et Conduites de Groupe 1 Classe B.

L'appareil FIX MicroWand de NuFACE® se conforme aux exigences de la CEI 60601-1-2:2014 sur la Distorsion harmonique de classe harmonique A.

INFORMATIONS SUR LA COMPATIBILITÉ ÉLECTROMAGNÉTIQUE

- L'appareil FIX MicroWand est destiné et adapté à une utilisation dans un environnement de soins à domicile.
- L'appareil FIX MicroWand ne comporte aucune forme de technologie de radiofréquence ou sans fil et les essais effectués ont révélé qu'il ne provoquait pas d'interférences nuisibles avec d'autres appareils.
- Les fonctions et les performances de l'appareil FIX MicroWand ne devraient pas être dégradées lorsqu'elles sont utilisées dans un environnement de soins à domicile.
- Lors du nettoyage de l'appareil, suivez les instructions d'entretien et de maintenance fournies dans ce manuel d'utilisation.
- Lors du chargement de l'appareil, suivez les instructions fournies dans ce manuel d'utilisation.

Les essais effectués ont révélé que l'appareil FIX MicroWand est conforme aux essais de compatibilité électromagnétique (CEM) applicables selon les normes CEI 60601-1-2 (2020) et CEI 60601-4-2.

INFORMATIONS SUR LA COMPATIBILITÉ ÉLECTROMAGNÉTIQUE (SUITE)

Émissions

ESSAI	NORME D'ESSAI	CLASSE DE CONFORMITÉ
Émissions de rayonnement RF	CISPR 11	(Groupe 1, Classe B) Environnement de soins à domicile
Émissions par conduction RF en clignotement	CISPR 11	(Groupe 1, Classe B) Environnement de soins à domicile
Distorsion harmonique	CEI 61000-3-2	Conforme
Fluctuations de tension et papillement	CEI 61000-3-3	Conforme

Immunité Du Boîtier

ESSAI	NORME D'ESSAI	CLASSE DE CONFORMITÉ
Décharge électrostatique	CEI 61000-4-2	contact ± 8 kV air ±2 kV, ±4 kV, ±8 kV, ±15 kV
Champ de rayonnement EM RF	CEI 61000-4-3	10 V/m 80 MHz à 27 GHz 80 % MA à 1 kHz
Champs de proximité des équipements de communication sans fil RF	CEI 61000-4-3	Voir le tableau des niveaux des essais sans fil RF ci-dessous
Champs magnétiques à fréquence industrielle nominale	CEI 61000-4-8	30 A/m 50 Hz ou 60 Hz

Immunité à l'alimentation CA d'entrée

ESSAI	NORME D'ESSAI	NIVEAU D'ESSAI D'IMMUNITÉ
Transitoires électriques rapides / salve	CEI 61000-4-4	±2 kV Fréquence de répétition de 100 kHz
Crêtes phase à phase	CEI 61000-4-5	±0,5 kV, ±1 kV
Crêtes phase-terre	CEI 61000-4-5	±0,5 kV, ±1 kV, ±2 kV
Perturbations conduites induites par les champs RF	CEI 61000-4-6	3 V 015 – 80 MHz 6 V dans les bandes ISM et radio amateur entre 015 MHz et 80 MHz 80 % MA à 1 kHz
Baisses de tension	CEI 61000-4-11	0 % UT; 0,5 cycle À 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270° et 315° 0 % UT; 1 cycle et 70 % UT; 25/30 cycles Monophasé : à 0°
Coupsures de tension	CEI 61000-4-11	0 % UT; Cycle 250/300

INFORMATIONS SUR LA COMPATIBILITÉ ÉLECTROMAGNÉTIQUE (SUITE)

Niveaux des essais sans fil RF

NIVEAUX DES ESSAIS SANS FIL RF CONFORMÉMENT À CEI 60601-1-2		
PLAGE DE FRÉQUENCES (MHz)	SERVICE	NIVEAU D'ESSAI D'IMMUNITÉ (V/M)
385	TETRA 400	27
450	GMRS 460, FRS 460	28
710	Bande LTE 13, 17	9
745		9
780		9
810		28
870	GSM 800/900, TETRA 800, iDEN 820, CDMA 850, Bande LTE 5	28
930		28
1720	GSM 1800; AMRC	28
1845		1900; GSM 1900;
1970		DECT; Bande LTE 1, 3,
2450	4, 25; UMTS	28
5240	WLAN 802.11 a/n	9
5500		9
5785		9



Conforme aux normes EN CEI/UL : Appareil - 60601-1, 60601-1-6, 62366-1, 60601-1-11, 60601-2-10, 60601-1-2, 60529, 62133-2, 60335-1, 60335-2-23 Alimentation - 60950-1, 60068-2-70

SYMBOLES

Une ou plusieurs de ces indications peuvent apparaître sur l'appareil, le manuel d'utilisation ou l'emballage.

Conformité européenne

Conformité au Royaume-Uni évaluée

Programme de certification de sécurité électrique Nemko

Représentant européen

Numéro de pièce

Manuel de l'utilisateur; Mode d'emploi

SYMBOLES (SUITE)

Se référer au manuel/livret d'instructions

Fabricant

Conforme à la directive européenne 2002/95/CE sur la limitation de l'utilisation de substances dangereuses

Le produit doit être jeté conformément à la directive DEEE

Pièce appliquée de type BF; un dispositif garantissant un certain degré de protection contre une décharge électrique. Particulièrement en ce qui a trait aux courants de fuite autorisés et à la protection par mise à la terre.

Appareil électrique à double isolation de classe II

IP54 Protection contre les particules de poussière :
Protection contre les projections d'eau

Partie alimentation amovible

El dispositivo FIX MicroWand produce microcorrientes de bajo nivel que se emiten a través de dos sondas esféricas cuando ambas entran en contacto con la piel. Antes de usar el dispositivo FIX MicroWand, se debe preparar la piel que se va a tratar con el Activador de microcorrientes NuFACE® para hidratar la piel y asegurar una conductividad de microcorrientes óptima. Las dos sondas esféricas se deslizan con suavidad sobre la piel para proporcionar los impulsos eléctricos ajustados para el tratamiento. Las microcorrientes son una modalidad estética en la que se descargan corrientes en millosímetros de amperio y tienen la capacidad de mejorar la firmeza de la piel y los músculos.

USO PREVISTO

El dispositivo FIX MicroWand está previsto para la estimulación facial y está indicado para su uso cosmético sin prescripción. Ni NuFACE ni sus afiliados se responsabilizan de ninguna consecuencia derivada del uso inapropiado, de la aplicación del dispositivo en otras partes del cuerpo o del rostro que no estén aprobadas, de la conexión a fuentes de tensión inadecuadas, de la succiedad de las esferas, del uso de un producto caducado o que no sea de NuFACE o de cualquier otra aplicación inadecuada.

NO lo uses en niños y menores de 18 años. Mantén este dispositivo fuera del alcance de los niños y mascotas.

INFORMACIÓN IMPORTANTE

- Utiliza el dispositivo FIX MicroWand únicamente como se describe en el manual.
- Los riesgos y peligros de usar el dispositivo de una manera que se desvíe de lo indicado en este manual de usuario no se conocen.
- El dispositivo NuFACE FIX MicroWand tiene un número de serie único situado en la parte inferior del dispositivo. Registra el número de serie y el dispositivo en línea en www.NuFACE.com.
- El dispositivo NuFACE está diseñado únicamente para su uso cosmético.
- El dispositivo se debe manejar, transportar y almacenar como se indica en este manual.
- Si el dispositivo y sus accesorios no se guardan y se cuidan como se indica en este manual, esto podría resultar en daño del producto o lesiones físicas, y anularía la garantía.
- Se desconocen los efectos a largo plazo de los estimuladores eléctricos.
- Aplica la estimulación solo sobre piel normal, intacta, limpia y saludable.
- No apliques presión excesiva cuando uses el dispositivo.
- Se pueden producir irritación o hipersensibilidad cutáneas debido a la estimulación eléctrica o el uso del Activador de microcorrientes NuFACE®.
- Es posible que se produzca un cosquilleo mientras se usa el dispositivo. Para reducir la sensación, es posible que se deba usar una intensidad más baja o echar un poco más de activador.
- Es posible que la piel se seque durante el tratamiento y que se deba volver a aplicar el Activador de microcorrientes.
- Si el dispositivo se usa cerca de los ojos, es posible que visualices destellos, debido a la estimulación de la retina o el nervio óptico por la corriente eléctrica. Estas visualizaciones parpadeantes no son dañinas.
- NO** uses el dispositivo si observas signos de daños o fugas.
- NO** retires la batería del dispositivo.
- NO** guardes o dejes el dispositivo bajo el sol o en una superficie caliente.
- Respetar todas las normas y directivas de gestión de residuos para la eliminación segura de dispositivos con baterías.
- El dispositivo ha sido diseñado para no presentar riesgos inaceptables cuando se usa en condiciones normales y con peligros dentro de lo razonable. En caso de que se pierda la función de tratamiento por completo, el dispositivo no presenta riesgo para el usuario.

CONTRAINDICACIONES DE USO

Consulta con tu proveedor sanitario si tienes algún problema de salud preexistente o potencial que pueda verse afectado por el uso del dispositivo, incluyendo los enumerados aquí abajo.

- NO** uses el dispositivo si tienes un dispositivo electrónico implantado, como un desfibrilador, neuroestimulador, marcapasos o monitor de ECG. Si llevas un dispositivo médico puesto, como una bomba de insulina, consulta con tu proveedor sanitario.
- NO** uses este dispositivo si sufres de coagulación alterada.
- NO** uses este dispositivo si tienes una infección, tuberculosis, o inflamación del tejido óseo.

CONTRAINDICACIONES DE USO (CONTINUACIÓN)

- NO** lo uses si tienes embarazo.
- NO** lo uses si estás alguna vez con cáncer activo o lesiones cancerosas o sospechosas.
- NO** uses este dispositivo si tienes un historial de epilepsia o ataques epilépticos.
- NO** uses este dispositivo si tienes un historial de fallo cardíaco.
- NO** uses este dispositivo en zonas donde la sensibilidad de la piel esté alterada.
- NO** uses el dispositivo si sufres de problemas de hemorragias o sangrado.
- NO** uses el dispositivo en ninguna zona del cuerpo que no esté indicada en este manual, como por ejemplo el pecho, las sienes, la zona superior de la espalda, o las ingles.
- NO** uses el dispositivo en la zona anterior del cuello, sobre el senoarteria carotídea.
- Consulta con tu proveedor sanitario si alguna de las contraindicaciones se aplica a ti.

PRECAUCIONES

- Si estás bajo tratamiento médico, consulta con el profesional antes de usar este dispositivo.
- Aplica la estimulación solo sobre piel normal, intacta, limpia y saludable.
- NO** uses el activador de microcorrientes o el FIX MicroWand directamente sobre los labios ni los ojos.
- Aplica precaución si lo usas en la proximidad de implantes de metal, o localmente sobre áreas de la piel hinchadas, infectadas o inflamadas o erupciones cutáneas (por ejemplo, fiebriitis, tromboflebitis, capilares rotos, venas varicosas, etc.)
- Aplica precaución si usas este dispositivo y sufres de trombosis venosa profunda, problemas de circulación, lesiones crónicas o problemas cutáneos (como eczema)
- Aplica precaución para no aplicar estimulación eléctrica cerca de la glándula tiroidea.
- NO** utilices el dispositivo FIX MicroWand cerca de equipos de supervisión electrónica como (por ejemplo, monitores cardíacos, trazados cardíacos ni muy cerca (por ejemplo, 1 m o 3 pies) de equipo terapéutico de onda corta, microondas o electromagnéticos, ya que puede hacer que el equipo médico falle.
- El uso de accesorios y cables distintos a los provistos por NuFACE® puede resultar en un aumento de las emisiones electrónicas, reducción de la inmunidad electrónica del sistema, daños al dispositivo o lesiones.
- Solo se puede usar el cable de carga externo proporcionado con el dispositivo FIX MicroWand. Se pueden adquirir adaptadores de pared USB a CA de 5 VCA 1 A directamente de NuFACE o de vendedores autorizados por este. El adaptador de corriente opcional tiene el marcado NuFACE®. Posición siempre el adaptador de corriente de forma que sea accesible si necesitas desconectarlo de la toma de la pared.

⚠ ADVERTENCIAS

NO apliques estimulación ni uses el dispositivo:

- Directamente sobre los labios o los ojos.
- Durante la ducha o el baño.
- A temperaturas extremas.
- Si sospechas que el dispositivo está dañado o no funciona correctamente.
- Mientras conduces u operas maquinaria.
- NO** desmontes el dispositivo. Esto podría causar daños, mal funcionamiento, descargas eléctricas, fuego o lesiones. El interior no contiene piezas que puedan ser reparadas.
- Nota: Si se desmonta el dispositivo, se anulará la garantía**

Deja de usar el dispositivo y contacta con tu proveedor de servicios sanitarios si experimentas alguno de los siguientes síntomas:

- Dolor o incomodidad persistentes.
- Incomodidad o cualquier dificultad al tragar o respirar.
- Reacciones negativas o dañinas, o lesiones.
- Síntomas de hipertensión (mareos o aturdimiento).
- Dolores de cabeza o sensaciones dolorosas constantes.
- Irritación o quemazón de la piel.
- Sensaciones incómodas en la piel durante el uso.
- Destellos consistentes cuando usas el dispositivo.
- Si experimentas alguna reacción negativa mientras usas el dispositivo o el activador de microcorrientes.

ANTES DE USAR TU NUEVO DISPOSITIVO


Sigue estos pasos esenciales antes de usar tu nuevo dispositivo:

- 1) Sacar el dispositivo FIX MicroWand y el cable de carga USB de la caja.
- 2) Conecta el dispositivo FIX MicroWand a una salida USB para que comience a cargar, en un sitio donde no haya riesgo de que se moje, sobre una encimera o una mesa. Las luces se iluminarán en sentido ascendente para indicar que el dispositivo se está cargando. Cuando esté completamente cargado, todas las luces permanecerán encendidas. **Nota: El dispositivo FIX MicroWand no se enciende mientras se está cargando.**
- 3) **IMPORTANTE: Antes del primer uso, carga el dispositivo FIX MicroWand durante cuatro horas.** La luz blanca indica que el dispositivo cosmético se está cargando. Cuando se haya cargado por completo, las luces blancas estarán iluminadas de forma continua.
- 4) **IMPORTANTE: Haz una prueba para asegurarte de que no tienes sensibilidad al activador de microcorrientes NuFACE.** Para esto, aplica una cantidad de Activador de microcorrientes del tamaño de una moneda en tu antebrazo y déjalo secar durante 15-30 minutos antes de enjuagarlo. Si se produce una reacción alérgica (como sarpullidos, rojez, etc.), contacta de inmediato con NuFACE para recomendaciones de productos alternativos a NuFACE. No comiences un tratamiento con el dispositivo FIX MicroWand hasta que no hayas verificado que no tienes reacciones al activador de microcorrientes.
- 5) Cuando el dispositivo FIX MicroWand está encendido, emitirá un zumbido energizante y las ledes blancas estarán encendidas.
- 6) **IMPORTANTE: Asegúrate de que las dos (2) esferas siempre están en contacto directo con la piel.** No tires de la piel ni la estires durante el tratamiento.
- 7) Cuando la batería vaya a agotarse, el zumbido energizante del dispositivo FIX MicroWand emitirá tres pulsos en rápida sucesión durante el tratamiento. **Nota: El dispositivo FIX MicroWand NO debe contraer los músculos.** La corriente es suave, relajante y delicada si se usa correctamente.

ÁREAS DE TRATAMIENTO

Ayuda a tratar las arrugas y líneas de expresión en torno a estas áreas de tratamiento:

frente, contorno de ojos y zona de la boca (pliegues nasolabiales).
IMPORTANTE: No uses el dispositivo directamente sobre los labios o los ojos.



TÉCNICAS DE TRATAMIENTO

Asegura que las dos esferas están en contacto con la piel, aplica una presión suave o media con los pases de pluma del dispositivo FIX MicroWand.



INDICADOR DE INTENSIDAD DEL DISPOSITIVO

INDICADOR DE LUZ LED	MODO DE TRATAMIENTO
1 led	●○○○ Contorno de ojos (bajo los ojos)
2 ledes	●●○○ Zona de la boca (líneas de expresión)
3 ledes	●●●○ Líneas de expresión (frente)

CÓMO USAR TU DISPOSITIVO

Las instrucciones a continuación están diseñadas para proporcionar los resultados más efectivos si se siguen correctamente.

1) LIMPIA

Limpiate el rostro con un limpiador sin aceite. Los hombres se deben afeitar antes del tratamiento, ya que el vello facial puede interferir con la conductividad de las esferas. **Nota: Cualquier resto de crema, loción, bronceador o productos basados en aceite puede bloquear la microcorriente.**

2) ACTIVA

IMPORTANTE: Cuando uses el dispositivo, usa siempre un Activador de microcorrientes de NuFACE.

- Aplica una capa de tu Activador de Microcorrientes NuFACE favorito como si fuera una mascarilla, sección a sección, según vayas tratando.
- Para poder seguir utilizando el dispositivo de forma segura, vuelve a aplicar el activador si la piel se seca durante el tratamiento.

3) PREPARA TU DISPOSITIVO

Desconecta el cable USB de tu dispositivo FIX MicroWand y enciéndelo apretando el botón de encendido; se iluminarán las ledes blancas, y el zumbido energizante comenzará cuando esté encendido.

4) COMENZAR EL TRATAMIENTO

- I. Elige la zona del rostro donde empazar el tratamiento (ver **ÁREAS DE TRATAMIENTO**)
 - II. El dispositivo FIX MicroWand tiene tres modos de tratamiento. Puedes cambiar el modo de tratamiento con una presión rápida en el botón de encendido.
 - III. Selecciona el Indicador luminoso led/Modo de tratamiento (ver **INDICADOR DE INTENSIDAD DEL DISPOSITIVO**).
 - IV. Pon el dispositivo directamente sobre la piel y mantén las dos esferas en contacto para que la microcorriente fluya.
 - V. Comienza el tratamiento aplicando presión ligera/media.
 - VI. Durante el tratamiento, usa cualquiera de las siguientes técnicas: movimientos circulares, horizontales, verticales (ver **TÉCNICAS DE TRATAMIENTO**).
- Puedes tratar una o más áreas durante el ciclo de tratamiento completo de 3 minutos.

CÓMO USAR TU DISPOSITIVO (CONTINUACIÓN)

IMPORTANTE: Si puedes sentir la corriente eléctrica o experimenta un cosquilleo en la piel, haz lo siguiente:

- **Echa un poco más de Activador de microcorrientes NuFACE a la zona que estés tratando.** Si el dispositivo se usa como se indica, NO contraerá los músculos.

5) TERMINAR EL TRATAMIENTO

- El dispositivo FIX MicroWand se apaga automáticamente después de un tratamiento de 3 minutos.
- También puedes apagar el dispositivo si mantienes pulsado el botón de encendido mientras está en funcionamiento hasta que se apagan las ledes indicadoras y el dispositivo deja de zumbar.
- Después de completar el tratamiento y de apagar el dispositivo, masajea los restos del Activador de microcorrientes NuFACE para que la piel los absorba, y después aplica la crema para el contorno de ojos, la crema hidratante, y la protección solar.

Consulta la sección «**CUIDADO DE TU DISPOSITIVO**» para ver instrucciones sobre la limpieza y el mantenimiento del dispositivo.

FRECUENCIA DEL TRATAMIENTO

- Puedes usar el dispositivo FIX MicroWand hasta 2 veces al día por área de tratamiento.
- 5 días por semana.
- Se puede usar como paso de acabado para tu tratamiento con NuFACE TRINITY+ o MINI+.

Para ver opciones y posiciones de tratamiento más avanzadas, descárgate la **app NuFACE Smart** o visita nuestra web en **www.NuFACE.com**.

RESULTADOS

Los resultados pueden variar según el tipo y el estado de la piel. Para un resultado óptimo, úsalo regularmente.

CUIDADO DE TU DISPOSITIVO FIX MicroWand

Almacenamiento:

- El dispositivo está previsto para guardarse a temperatura ambiente. Ten cuidado antes de usar el dispositivo si lo has tenido almacenado o si no lo has usado durante un periodo de tiempo prolongado. Inspecciona el dispositivo y no lo uses si la batería presenta signos de fugas.

Limpieza:

- Humedece ligeramente un paño suave y sin pelusas con agua o con alcohol de frotar para limpiar el dispositivo después de cada tratamiento. Inspecciona visualmente las superficies para asegurar que no hay contaminación. Si quedan restos de suciedad o contaminación, repite los pasos de limpieza anteriores. Si no puedes eliminar la contaminación, contacta con el centro de asistencia para recibir instrucciones adicionales.

• **NO sumerjas el dispositivo en agua en ningún momento.**

Carga:

- Antes de usarlo por primera vez, carga el dispositivo FIX MicroWand durante 4 horas.
- El dispositivo NO se enciende si se está cargando.
- Para optimizar la vida de la batería, recomendamos cargar el dispositivo regularmente.
- Cuando está totalmente cargado, el dispositivo puede funcionar hasta 40 ciclos de tratamiento completos de 3 minutos.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños mientras se esté cargando.
- Mantén el producto al abrigo de temperaturas elevadas, llamas abiertas y fuentes de agua durante la carga para evitar que se produzcan cortocircuitos o daños en la batería.
- Conecta el cargador en una toma de pared lejos del agua y en una ubicación que permita su acceso y desconexión sencillos.

CUIDADO DE TU DISPOSITIVO FIX MicroWand (CONTINUACIÓN)

Cuidado de la batería:

Para maximizar la vida de la batería, recomendamos cargar tu dispositivo cuando aparezca el indicador de batería baja (solo 1 luz led) en el dispositivo y se inicie el indicador de batería baja.

Comprobación de batería:

Para comprobar el nivel de batería del dispositivo, **mantén pulsado el botón de encendido durante un (1) segundo.** El nivel de batería se indica mediante las tres (3) ledes:

INDICADOR DE LUZ LED	NIVEL DE BATERÍA
Las luces no se encienden	○ ○ ○ No queda batería Se recomienda dejar cargar un ciclo completo de carga de cuatro (4) horas antes del uso.
1 led parpadeante	⦿ ○ ○ Batería muy baja. No hay suficiente batería para empezar un tratamiento.
1 led	● ○ ○ Batería baja
2 ledes	● ● ○ Batería media
3 ledes	● ● ● Batería llena

Nota: La batería recargable del dispositivo FIX MicroWand no puede ser retirada por el usuario. Ten cuidado antes de usar el dispositivo si lo has tenido almacenado o si no lo has usado durante un periodo de tiempo prolongado. Inspecciona el dispositivo y no lo uses si la batería presenta signos de fugas.

Eliminación:

IMPORTANTE: Al desechar el dispositivo, no lo arrojes al fuego. Elimina el dispositivo y sus baterías siguiendo las regulaciones locales.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

El dispositivo no se enciende:

Comprueba si tu dispositivo está completamente cargado.

- Si no se ENCIENDE, es posible que no tenga batería.
- En este caso, es posible que tenga que completar un ciclo de carga completo de cuatro (4) horas.
- Para saber más, consulta la sección «Batería» de esta guía de usuario.

Restablecer tu dispositivo:

- Para restablecer tu dispositivo, enchufa tu FIX a la fuente de alimentación.
- Mantén pulsado el botón de encendido durante **10 segundos**.
- La primera y la tercera led parpadearán tres (3) veces.
- Cuando terminen de parpadear, podrás empezar a usar tu dispositivo.

NO intentes arreglar el dispositivo desmontándolo, ya que anularías la garantía y podría ocasionar lesiones.

ATENCIÓN AL CLIENTE

Si tienes algún problema con el dispositivo, contacta con el servicio de atención al cliente de NuFACE en **info@nuface.com** o llama al **888-360-9171** (solo en los Estados Unidos).

GARANTÍA

NuFACE® garantiza que todos los dispositivos y accesorios NuFACE® carecen de defectos de fabricación materiales y de mano de obra durante un periodo de dos (2) años a partir de la fecha de compra original. Bajo esta Garantía, nuestras obligaciones están limitadas a la sustitución del producto, que no prolongará el periodo de su Garantía. Esta Garantía no cubre daños derivados del mal uso, mantenimiento inadecuado, la aplicación de productos químicos nocivos, alteraciones cualesquiera del producto, la pérdida del dispositivo y el producto adquirido a un vendedor no autorizado.

NO EXISTE NINGUNA OTRA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA, YA SEA DE IDONEIDAD PARA UN FIN DETERMINADO O DE COMERCIABILIDAD O DE CUALQUIER OTRO TIPO, SOBRE ESTE PRODUCTO.

Para dispositivos adquiridos en Estados Unidos: Para más información sobre la garantía, o para hacer una reclamación sobre la garantía y recibir un número de autorización de devolución, contacta con nuestro equipo de servicio al cliente en www.NuFACE.com o llama al **888-360-9171**. Debes proveer un recibo de un vendedor autorizado como prueba de compra.

Para dispositivos adquiridos fuera de Estados Unidos, devoluciones internacionales y garantías internacionales: En el caso de los productos comprados fuera de Estados Unidos, la garantía y las devoluciones dependen del lugar de compra: spa, minorista o distribuidor. Consulta el recibo o lugar de compra para conocer su política de devoluciones y garantías.

INFORMACIÓN TÉCNICA

El NuFACE® Fix MicroWand cumple con los requisitos de la norma IEC 60601-1:2014 (norma colateral de EMC), incluidos los requisitos de susceptibilidad de campo E a 10 voltios por metro, en frecuencias de 80 MHz a 2,7 GHz. Sin embargo, a pesar de este nivel de inmunidad de dispositivos, algunos dispositivos transmisores (teléfonos móviles, radios bidireccionales, teléfonos inalámbricos, transmisores de megafonía, dispositivos RFID, etc.) emiten radiofrecuencias que pueden perturbar el funcionamiento de aparatos si se operan en un rango demasiado cercano a este. Los usuarios deben ser conscientes de las posibles interferencias de radiofrecuencia si se manejan dispositivos en estrecha proximidad del dispositivo FIX MicroWand. Se recomienda que los dispositivos de transmisión, como los teléfonos móviles, las radios bidireccionales, los teléfonos inalámbricos, etc., no se sitúen a menos de 10 pies/3 m del FIX MicroWand durante el tratamiento. NuFACE® FIX MicroWand cumple con los requisitos de la norma IEC 60601-1:2014 para la distorsión armónica en la clasificación armónica Grupo 1 clase B.

El dispositivo NuFACE® FIX MicroWand cumple con los requisitos de la norma IEC 60601-1:2014 para la distorsión armónica en la clasificación armónica A.

INFORMACIÓN SOBRE COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA

- El dispositivo FIX MicroWand está diseñado y es adecuado para su uso en un entorno sanitario doméstico.
- El dispositivo FIX MicroWand no incorpora ningún tipo de radiofrecuencia ni tecnologías inalámbricas, y se ha comprobado que no causa interferencias perjudiciales a otros dispositivos.
- No se espera que las funciones y el rendimiento del FIX MicroWand se deterioren si se usa en un entorno sanitario doméstico.
- Al limpiar el dispositivo, sigue las instrucciones de cuidado y mantenimiento que se proporcionan en este Manual del usuario.
- Al cargar el dispositivo, sigue las instrucciones que se proporcionan en este Manual del usuario.

Se ha comprobado que el dispositivo FIX MicroWand cumple las Pruebas de compatibilidad electromagnética (CEM) aplicables según las normas IEC 60601-1-2 (2020) e IEC 60601-4-2.

Emisiones

PRUEBA	NORMA DE PRUEBA	CLASIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO
Emisiones RF irradiadas	CISPR 11	(Grupo 1, Clase B) Entorno sanitario doméstico
Emisiones de RF conducidas intermitentes	CISPR 11	(Grupo 1, Clase B) Entorno sanitario doméstico
Distorsión armónica	IEC 61000-3-2	Cumple
Fluctuaciones de voltaje y parpadeo	IEC 61000-3-3	Cumple

Inmunidad de recinto

PRUEBA	NORMA DE PRUEBA	CLASIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO
Descarga electrostática (ESD)	IEC 61000-4-2	± 8kV contacto ±2 kV, ±4 kV, ±8 kV, ±15kV aire
Campo RF EM irradiado	IEC 61000-4-3	10 V/m 80 MHz a 2,7 GHz 80% AM a 1 kHz
Campos de proximidad de los equipos de comunicaciones inalámbricas por RF	IEC 61000-4-3	Véase la siguiente tabla de niveles de prueba inalámbricos de RF
Campos magnéticos de frecuencia de potencia nominal	IEC 61000-4-8	30 A/m 50 Hz o 60 Hz

Inmunidad a la CA de entrada

ESSAI	NORME D'ESSAI	NIVEAU D'ESSAI D'IMMUNITÉ
Ráfaga/rápidos transitorios eléctricos	IEC 61000-4-4	±2 kV Frecuencia de repetición 100 kHz
Sobretensiones de línea a línea	IEC 61000-4-5	±0,5 kV, ±1 kV
Sobretensiones de línea a tierra	IEC 61000-4-5	± 0,5 kV/±0,5 kV, ±1 kV
Perturbaciones conducidas inducidas por campos de RF	IEC 61000-4-6	3 V 0,15 - 80 MHz 6 V en bandas ISM y de radiofrecuencias entre 0,15 MHz y 80 MHz 80 % AM a 1 kHz
Bajadas de voltaje	IEC 61000-4-11	0 % UT; 0,5 ciclos A 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270° y 315°
Interrupciones de voltaje	IEC 61000-4-11	0% UT; 1 ciclo y 70 % UT; 25/30 ciclos Mono-fásico; a 0°.

INFORMACIÓN SOBRE COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA (CONTINUACIÓN)

Niveles de prueba inalámbricos RF

NIVELES DE PRUEBA INALÁMBRICOS RF SEGÚN IEC 60601-1-2		
RANGO DE FRECUENCIAS (MHz)	SERVICIO	NIVEL DE PRUEBA DE INMUNIDAD (V/M)
385	TETRA 400	27
450	GMRS 460, FRS 460	28
710	Banda LTE 13, 17	9
745		9
780		9
810		28
870	GSM 800/900, TETRA 800, iDEN 820, CDMA 850, Banda LTE 5	28
930		28
1720	GSM 1800; CDMA 1900; GSM 1900; DECT; Banda LTE 1, 3, 4, 25; UMTS	28
1845		28
1970		28
2450	Bluetooth, WLAN, 80211 b/g/n, RFID 2450, Banda LTE 7	28
5240	WLAN 80211 a/n	9
5500		9
5785		9

SÍMBOLOS (CONTINUACIÓN)



Manual del usuario; Manual de instrucciones;



Consultar el manual de instrucciones/Libroto



del fabricante



Cumple con la Directiva Europea de Restricción de Sustancias Peligrosas 2002/95/CE



El producto se debe desechar de acuerdo con la normativa RAEE.



Parte aplicada del tipo BF, que designa a un equipo que proporciona un grado particular de protección contra descargas eléctricas. En particular en lo que respecta a la corriente de fuga admisible y a la conexión a tierra de protección.



Dispositivo eléctrico de doble aislamiento de clase II

IP54

Protección contra el polvo; Protección contra salpicaduras de agua



Pieza de fuente de alimentación desmontable



Conforme aux normes EN CEI/UL : Appareil - 60601-1, 60601-1-6, 62366-1, 60601-1-11, 60601-2-10, 60601-1-2, 60529, 62133-2, 60335-1, 60335-2-23 Alimentation - 60950-1, 60068-2-70

SÍMBOLOS

Es posible que uno o más de los siguientes marcados aparezcan en el dispositivo, manual de usuario o embalaje.



Conformidad europea



Evaluación de conformidad de Reino Unido



Nemko Electrical Safety Certification Program



Representante europeo



Número de pieza

Der FIX MicroWand erzeugt einen schwachen Mikrostrom, der über die beiden kugelförmigen Elektroden abgegeben wird, wenn diese die Haut berühren. Vor der Anwendung des FIX MicroWand wird die zu behandelnde Hautpartie zunächst mit einem NuFACE® Mikrostrom-Aktivator vorbereitet, um die Haut mit Feuchtigkeit zu versorgen und eine optimale Leitfähigkeit des Mikrostroms zu gewährleisten. Die beiden kugelförmigen Elektroden werden dann sanft über die Haut geführt, um die elektrischen Impulse entsprechend der gewählten Behandlungseinstellung abzugeben. Mikrostrom ist eine ästhetische Methode, bei der elektrischer Strom in Millionstel Ampere genutzt wird, um die Straffheit von Haut und Muskeln zu verbessern.

VERWENDUNGSZWECK

Das NuFACE FIX MicroWand-Gerät dient der Gesichtsstimulation und ist für den frei verkäuflichen kosmetischen Gebrauch vorgesehen. Jegliche Folgen aus einem fälschlichen Gebrauch, der Anwendung an anderen Körperstellen oder anderen Gesichtspartien, die nicht zur Behandlung bestimmt sind, dem Anschluss an unpassende Spannungsquellen, der Verwendung schmutziger Kugelelektroden oder abgelaufener oder nicht von NuFACE stammender leitender Mittel oder jeglicher anderer fehlerhafter Anwendung fallen nicht unter die Verantwortung von NuFACE oder seinen verbundenen Unternehmen.

Wenden Sie das Gerät **NICHT** bei Kleinkindern oder Kindern unter 18 Jahren an. Bewahren Sie dieses Gerät außer Reichweite von Kindern auf.

WICHTIGE INFORMATIONEN

- Verwenden Sie das FIX MicroWand-Gerät ausschließlich wie in diesem Benutzerhandbuch beschrieben.
- Eine abweichende Verwendung des Geräts birgt unter Umständen unbekanntes Risiko und Gefahren.
- Ihr NuFACE FIX MicroWand-Gerät ist mit einer Seriennummer auf der Unterseite des Geräts versehen. Notieren Sie sich Ihre Seriennummer und registrieren Sie Ihr Gerät online auf www.NuFACE.com.
- Das NuFACE Gerät ist nur für den kosmetischen Gebrauch bestimmt.
- Das Gerät sollte ausschließlich wie in diesem Handbuch angegeben betrieben, transportiert und aufbewahrt werden.
- Wenn das Gerät und die Aufsätze nicht in Übereinstimmung mit den Anweisungen in diesem Handbuch verwendet und gehandhabt werden, erlischt die Garantie und es kann zu Produktschäden oder Verletzungen kommen.
- Die langfristigen Auswirkungen transkutaner elektrischer Stimulatoren sind nicht bekannt.
- Stimulieren Sie lediglich normale, unversehrte, reine und gesunde Haut.
- Vermeiden Sie übermäßigen Druck bei der Verwendung des Geräts.
- Durch die elektrische Stimulation und/oder die Verwendung des NuFACE® Mikrostrom-Aktivators können Hautreizungen oder Überempfindlichkeiten auftreten.
- Während der Anwendung des Geräts kann ein Mikrostromgefühl auftreten. Eine geringere Intensität und/oder zusätzlicher Aktivator können erforderlich sein, um dieses Gefühl zu verringern.
- Die Haut kann während der Behandlung trocken werden, sodass der Mikrostrom-Aktivator erneut aufgetragen werden muss.
- Die Wahrnehmung von blinkenden Lichtern kann auftreten, wenn das Gerät in der Nähe der Augenregion verwendet wird, da die Netzhaut und/oder der Sehnerv durch den elektrischen Strom stimuliert werden. Die Wahrnehmung von blinkenden Lichtern ist nicht schädlich.
- Verwenden Sie das Gerät **NICHT**, wenn Sie Anzeichen von Beschädigungen oder auslaufenden Batterien am Gerät feststellen.
- Nehmen Sie den Akku des Geräts **NICHT** heraus.
- Legen Sie das Gerät **NICHT** in die Sonne oder auf heiße Oberflächen.
- Befolgen Sie alle örtlichen Vorschriften und Abfallentsorgungsrichtlinien für die sichere Entsorgung von Geräten, die Batterien enthalten.
- Das Gerät wurde so konzipiert, dass es unter normalen Bedingungen und vernünftigerweise vorhersehbarer Gefahren keine inakzeptablen Risiken birgt. Im Falle eines vollständigen Verlusts der Behandlungsfunktion stellt das Gerät keine Gefahr für den Benutzer dar.

KONTRAINDIKATIONEN

- Wenden Sie sich an einen Arzt, wenn Sie bestehende oder potenzielle gesundheitliche Probleme haben, die durch die Verwendung des Geräts beeinträchtigt werden könnten, einschließlich der unten aufgeführten.
- Verwenden Sie dieses Gerät **NICHT**, wenn Sie ein implantiertes elektronisches Gerät wie einen Defibrillator, Neurostimulator, Herzschrittmacher oder EKG-Monitor im Körper tragen. Konsultieren Sie vor der Verwendung dieses Geräts Ihren Arzt, wenn Sie ein medizinisches Gerät wie eine Insulinpumpe am Körper tragen.
 - Verwenden Sie dieses Gerät **NICHT**, wenn Sie kognitiv beeinträchtigt sind.
 - Verwenden Sie dieses Gerät **NICHT**, wenn Sie eine Infektion, Tuberkulose oder eine Schwellung des Knochengewebes haben.
 - Verwenden Sie dieses Gerät **NICHT** während der Schwangerschaft.
 - Verwenden Sie dieses Gerät **NICHT** bei einer aktiven Krebserkrankung oder bei verdächtigen oder kanzerösen Hautveränderungen.
 - Verwenden Sie dieses Gerät **NICHT**, wenn Sie Epilepsie oder Anfallsleiden in Ihrer Krankengeschichte haben.
 - Verwenden Sie dieses Gerät **NICHT**, wenn Sie eine Vorgeschichte von Herzversagen haben.
 - Verwenden Sie dieses Gerät **NICHT** in Bereichen mit beeinträchtigtem Hautempfinden.
 - Verwenden Sie das Gerät **NICHT**, wenn Sie unter Bluterkrankungen oder Blutungsstörungen leiden.
 - Verwenden Sie das Gerät **NICHT** an anderen Körperstellen als in dieser Gebrauchsanweisung beschrieben, z. B. an der Brust, den Schläfen, dem oberen Rücken und der Leistengegend.
 - Verwenden Sie das Gerät **NICHT** direkt am vorderen Hals, über der Halsschlagader/dem Sinus.
 - Kontaktieren Sie Ihren Arzt, falls eine der oben genannten Kontraindikationen auf Sie zutreffen sollte.

VORSICHTSMASSNAHMEN

- Kontaktieren Sie vor der Verwendung dieses Geräts Ihren Arzt, falls Sie sich in ärztlicher Behandlung befinden.
- Stimulieren Sie lediglich normale, unversehrte, reine und gesunde Haut.
- Verwenden Sie den Mikrostrom-Aktivator oder den FIX MicroWand **NICHT** direkt auf den Lippen oder Augen.
- Lassen Sie Vorsicht walten, wenn Sie dieses Gerät in der Nähe von Metallimplantaten verwenden, lokal über geschwollenen, infizierten oder entzündeten Bereichen oder Hautausschlägen, z. B. Venenentzündungen, Thrombophlebitis, gebrochene Kapillaren, Krampfadern usw.
- Lassen Sie bei der Verwendung dieses Geräts Vorsicht walten, wenn Sie an tiefer Venenthrombose, Durchblutungsstörungen, chronischen Wunden oder Hauterkrankungen (z. B. Ekzemen) leiden.
- Vermeiden Sie die Anwendung der elektrischen Stimulation in der Nähe der Schilddrüse.
- Verwenden Sie das FIX MicroWand-Gerät **NICHT** in der Nähe von elektronischen Überwachungsgeräten (z. B. Herzmonitoren oder EKG-Geräten) oder in unmittelbarer Nähe (d. h. ca. 1 m) zu Kurzwellen-, Mikrowellen- oder elektromagnetischen Therapiegeräten, da die Funktionsfähigkeit der medizinischen Geräte gestört werden könnte.
- Die Verwendung von Zuhör- und Kabeln, die nicht von NuFACE® vertrieben werden, kann zu erhöhten elektronischen Emissionen, geringerer elektronischer Störfestigkeit des Systems, Schäden am Gerät oder Verletzungen führen.
- Verwenden Sie nur das externe Ladekabel, das mit dem FIX MicroWand-Gerät geliefert wird. Optionale 5VAC 1A USB-zu-Wechselstrom-Netzteile können direkt bei NuFACE oder autorisierten NuFACE-Händlern erworben werden. Der optionale Netzadapter ist mit NuFACE® gekennzeichnet. Stecken Sie das Netzteil stets so ein, dass es zugänglich ist, falls es von der Steckdose getrennt werden muss.

⚠️ WARNHINWEISE

Wenden Sie KEINE Stimulation an und verwenden Sie das Gerät nicht:

- Direkt auf den Lippen oder Augen.
- Beim Baden oder Duschen.
- Bei extremen Temperaturen.
- Wenn Sie vermuten, dass das Gerät beschädigt ist oder nicht richtig funktioniert.
- Beim Autofahren oder beim Bedienen von Maschinen.
- Nehmen Sie das Gerät **NICHT** auseinander, da dies zu Schäden, eingeschränkter Funktion, Stromschlägen, Feuer oder Verletzungen führen kann. Es befinden sich keine durch den Benutzer zu wartenden Teile in dem Gerät.

Hinweis: Das Zerlegen des Gerätes führt zum Verlust der Garantie

Brechen Sie die Verwendung des Geräts ab und wenden Sie sich an Ihren Arzt, wenn Sie eines der folgenden Symptome feststellen:

- Anhaltende Schmerzen oder Unbehagen.
- Unbehagen oder Schwierigkeiten beim Atmen oder Schlucken.
- Negative oder schädliche Reaktion(en) oder Verletzung.
- Symptome von Bluthochdruck (Schwindel oder Benommenheit).
- Ständige Kopfschmerzen und/oder schmerzhafte Empfindungen.
- Hautreizung oder -brennen.
- Unangenehme Empfindungen auf der Haut während der Anwendung.
- Kontinuierlich blinkende Lichter, wenn Sie Ihr Gerät nicht benutzen.
- Wenn Sie bei der Verwendung des Geräts und/oder des Mikrostrom-Aktivators negative Reaktionen feststellen.

VOR DER VERWENDUNG IHRES NEUEN GERÄTS


Befolgen Sie diese wichtigen Schritte, bevor Sie Ihr neues Gerät verwenden:

- 1) Nehmen Sie Ihr FIX MicroWand-Gerät und das USB-Ladekabel aus der Verpackung.
- 2) Schließen Sie Ihr FIX MicroWand-Gerät an eine USB-Steckdose an und beginnen Sie mit dem Aufladen, sicher entfernt von Wasserquellen, auf einem Tisch oder einer Arbeitsplatte. Die Lichter leuchten aufsteigend auf und zeigen damit an, dass Ihr Gerät geladen wird. Wenn das Gerät vollständig aufgeladen ist, leuchten alle Lichter.
Hinweis: Das FIX MicroWand-Gerät kann nicht eingeschaltet werden, während es geladen wird.
- 3) **WICHTIG: Laden Sie Ihr FIX MicroWand-Gerät vor der ersten Verwendung 4 Stunden lang auf.** Das weiße LED-Licht blinkt, um anzuzeigen, dass das Gerät aufgeladen wird. Wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist, leuchten die weißen Lichter durchgehend.
- 4) **WICHTIG: Testen Sie Ihre Haut, um sicherzustellen, dass Sie nicht empfindlich auf den NuFACE Mikrostrom-Aktivator reagieren.** Tragen Sie hierfür eine münzgroße Menge des Mikrostrom-Aktivators auf Ihren Unterarm auf und lassen Sie ihn 15-30 Minuten einwirken, bevor Sie ihn wieder abwaschen. Bei allergischen Reaktionen (Ausschlag, Rötungen usw.) kontaktieren Sie bitte umgehend NuFACE, um sich alternative NuFACE-Lösungen vorschlagen zu lassen. Verwenden Sie das FIX MicroWand-Gerät erst, wenn Ihre Reaktion auf den Mikrostrom-Aktivator verschwunden ist.
- 5) Wenn Ihr FIX MicroWand-Gerät eingeschaltet ist, brummt es und die weißen LEDs leuchten.
- 6) **WICHTIG: Achten Sie immer darauf, dass die beiden (2) Kugeln direkten Kontakt zur Haut haben.** Vermeiden Sie es, die Haut während der Behandlung zu ziehen oder zu dehnen.
- 7) Das FIX MicroWand-Gerät gibt während der Behandlung 3 schnelle Impulse ab, wenn der Akku wieder aufgeladen werden muss. Hinweis: Das FIX MicroWand-Gerät zieht die Muskeln **NICHT** zusammen. Richtig angewendet ist der Strom sanft, beruhigend und mild.

BEHANDLUNGSBEREICHE

Hilft bei feinen Linien und Falten in den folgenden Behandlungsbereichen: Stirn, Augenpartie und Mundpartie (Nasolabialfalten).

WICHTIG: Vermeiden Sie es, das Gerät direkt auf den Lippen oder Augen zu verwenden.




BEHANDLUNGSTECHNIKEN

Ensuring that both spheres are in contact with the skin, apply light to medium pressure while using the FIX MicroWand Device feathering technique.



Kreisförmige Bewegung



Horizontale gleitende Bewegung



Vertikale gleitende Bewegung

INTENSITÄTSANZEIGE

LED-ANZEIGE		BEHANDLUNGSMODUS
1 LED	● ○ ○	Augenbereich (unter den Augen)
2 LED	● ● ○	Mundbereich (Lachfalten)
3 LED	● ● ●	Feine Linien (Stirn)

VERWENDUNG DES GERÄTS

Die nachfolgenden Anweisungen sollen bei korrekter Einhaltung maximale Ergebnisse garantieren.

1) REINIGEN

Reinigen Sie Ihr Gesicht mit einem ölfreien Reiniger. Männer sollten sich vor der Behandlung rasieren — Gesichtsheparung kann die Leitfähigkeit der Kugelelektroden beeinträchtigen.

Hinweis: Creme, Lotion, Selbstbräuner und/oder ölbasierte Produkte auf der Haut können den Mikrostrom blockieren.

2) AKTIVATOR AUFTRAGEN

WICHTIG: Tragen Sie vor der Verwendung Ihres Geräts stets einen NuFACE Mikrostrom-Aktivator auf.

Tragen Sie während der Verwendung abschnittsweise eine maskenartige Schicht des NuFACE Mikrostrom-Aktivators auf.
Tragen Sie den Aktivator erneut auf, wenn die Haut während der Behandlung trocken wird, um das Gerät weiterhin sicher zu verwenden.

3) GERÄT VORBEREITEN

Ziehen Sie das USB-Kabel von Ihrem FIX MicroWand-Gerät ab und schalten Sie es ein, indem Sie die den Power-Knopf drücken. Die weißen LEDs leuchten auf und das Gerät beginnt zu brummen, wenn es eingeschaltet ist.

4) BEHANDLUNG BEGINNEN

Wählen Sie einen Bereich Ihres Gesichts, um die Behandlung zu beginnen (siehe **BEHANDLUNGSBEREICHE**).

II. Das FIX MicroWand-Gerät verfügt über drei Behandlungsmodi. Der Behandlungsmodus kann mit einem kurzen Druck auf den Power-Knopf geändert werden.

III. Wählen Sie die richtige LED-Anzeige / den richtigen Behandlungsmodus (siehe **INTENSITÄTSANZEIGE DES GERÄTS**).

IV. Halten Sie das Gerät direkt auf Ihre Haut und achten Sie darauf, dass beide Kugeln während der Behandlung direkten Kontakt zur Haut haben, damit der Mikrostrom weiter fließt.

V. Wenden Sie leichten bis mittleren Druck an, um die Behandlung zu starten.

VI. Wenden Sie während der Behandlung eine der folgenden Techniken an: Kreisförmige, horizontale und vertikale Bewegungen (siehe **BEHANDLUNGSTECHNIKEN**).

Sie können einen oder mehrere Behandlungsbereiche während des gesamten 3-minütigen Zyklus behandeln.

WICHTIG: Wenn Sie den elektrischen Strom spüren und/oder ein Kribbeln auf der Haut verspüren, gehen Sie wie folgt vor:

• Geben Sie mehr NuFACE Mikrostrom-Aktivator auf die zu behandelnde Stelle. Bei korrekter Verwendung verursacht das Gerät KEINE Muskelzucken.

5) BEHANDLUNG BEENDEN

Ihr FIX-MicroWand-Gerät schaltet sich nach einer 3-minütigen Behandlung automatisch aus.
Sie können das Gerät auch ausschalten, indem Sie bei laufendem Gerät den Power-Knopf gedrückt halten, bis die LEDs erlöschen und das Gerät aufhört zu brummen.
Nachdem die Behandlung abgeschlossen und das Gerät ausgeschaltet ist, massieren Sie den restlichen NuFACE Mikrostrom-Aktivator in die Haut ein. Tragen Sie anschließend Augencreme, Feuchtigkeitscreme und ein Sonnenschutzmittel auf.

Im Abschnitt „**GERÄTEPFLEGE**“ finden Sie Anweisungen zur Reinigung und Pflege Ihres Geräts.

BEHANDLUNGSHÄUFIGKEIT

Das FIX MicroWand-Gerät kann bis zu 2 Mal pro Tag und Behandlungsbereich verwendet werden.

• 5 Tage pro Woche.

Es kann als abschließender Schritt zu Ihrer NuFACE TRINITY+ oder MINI+ Behandlung verwendet werden.

Für fortgeschrittene Behandlungsoptionen und -techniken laden Sie die **NuFACE Smart App** herunter oder besuchen Sie unsere Website unter www.NuFACE.com.

ERGEBNISSE

Die Ergebnisse können je nach Hauttyp und Hautzustand variieren. Optimale Resultate erzielen Sie bei einer regelmäßigen Verwendung.

GERÄTEPFLEGE

Aufbewahrung:

• Das Gerät sollte bei Raumtemperatur aufbewahrt und verwendet werden. Lassen Sie Vorsicht walten, wenn das Gerät über einen längeren Zeitraum gelagert oder nicht verwendet wurde. Kontrollieren Sie das Gerät und verwenden Sie es nicht, wenn Sie Anzeichen von auslaufenden Batterien erkennen können.

Reinigung:

• Verwenden Sie ein leicht feuchtes, weiches, fusselfreies Tuch mit Wasser oder Reinigungsalkohol, um Ihr Gerät nach jeder Behandlung zu reinigen. Überprüfen Sie die gereinigten Oberflächen visuell auf Verunreinigungen. Wenn noch Schmutz oder Verunreinigungen vorhanden sind, wiederholen Sie die oben beschriebenen Reinigungsschritte. Wenn sich die Verunreinigungen nicht entfernen lassen, wenden Sie sich für weitere Anweisungen an Ihr Callcenter.
• **Tauchen Sie Ihr Gerät KEINESFALLS in Wasser ein.**

Aufladen:

• Laden Sie Ihr FIX MicroWand-Gerät vor der ersten Verwendung mindestens 4 Stunden auf.
• Das Gerät kann **NICHT** eingeschaltet werden, während es geladen wird.
• Für eine optimale Lebensdauer der Batterie empfehlen wir Ihnen, das Gerät regelmäßig aufzuladen.
• Nach dem vollständigen Aufladen kann das Gerät für bis zu 40 vollständige 3-minütige Behandlungszyklen verwendet werden.
• Bewahren Sie das Produkt beim Aufladen außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
• Halten Sie das Produkt beim Aufladen von hohen Temperaturen, offenen Flammen und Wasserquellen fern, um einen Kurzschluss oder eine Beschädigung des Akkus zu vermeiden.
• Schließen Sie das Ladegerät an eine Wandsteckdose an, die nicht mit Wasser in Berührung kommen kann und leicht zugänglich ist, sodass das Gerät problemlos von der Steckdose getrennt werden kann.

Batteriepflge:

Für eine optimale Batterielebensdauer empfehlen wir, Ihr Gerät aufzuladen, wenn die Anzeige für niedrigen Batteriestand (nur 1 LED) auf Ihrem Gerät angezeigt wird und die Anzeige für einen niedrigen Batteriestand anfängt, zu blinken.

Batteriestand überprüfen:

Um den Batteriestand Ihres Geräts zu überprüfen, **halten Sie die Einschalttaste Ihres Geräts eine (1) Sekunde lang gedrückt**. Der Batteriestand wird durch die drei (3) LEDs angezeigt:

LED-ANZEIGE		BATTERIESTAND
Kein LED leuchtet	○○○	Keine Batterieleistung Vor der Verwendung wird ein vollständiger Ladezyklus von vier (4) Stunden empfohlen.
1 LED blinkt	⦿○○	Batteriestand niedrig Nicht ausreichend geladen, um eine Behandlung zu starten.
1 LED	●○○	Schwache Batterie
2 LEDs	●●○	Batterie ist halb voll
3 LEDs	●●●	Volle Batterie

GERÄTEPFLEGE (FORTSETZUNG)

Hinweis: Die aufladbare Batterie des FIX MicroWand-Geräts kann nicht vom Benutzer entnommen werden. Lassen Sie Vorsicht walten, wenn das Gerät über einen längeren Zeitraum gelagert oder nicht verwendet wurde. Kontrollieren Sie das Gerät und verwenden Sie es nicht, wenn Sie Anzeichen von auslaufenden Batterien erkennen können.

Entsorgung:

WICHTIG: Werfen Sie das Gerät zur Entsorgung nicht ins Feuer. Entsorgen Sie das Gerät und seine Batterien gemäß den lokalen Vorschriften.

PROBLEMLÖSUNG

Gerät schaltet sich nicht ein:

Überprüfen Sie, ob Ihr Gerät vollständig aufgeladen ist.

- Wenn sich Ihr Gerät nicht einschalten lässt, ist der Akku möglicherweise entladen.
 - Ein vollständiger Ladezyklus von vier (4) Stunden kann erforderlich sein.
 - Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt „Batterie“ in diesem Benutzerhandbuch.
- Gerät zurücksetzen:**
- Um Ihr Gerät zurückzusetzen, schließen Sie Ihr Gerät an das Stromnetz an.
 - Halten Sie die Einschalttaste für **10 Sekunden** gedrückt.
 - Die erste und dritte LED blinken drei (3) Mal.
 - Sobald die LEDs aufhören zu blinken, können Sie Ihr Gerät wieder verwenden.

Versuchen Sie **NICHT**, Fehler zu beheben, indem Sie das Produkt zerlegen, da dies zum Erlöschen der Garantie führt und zu Verletzungen verursachen kann.

KUNDENSUPPORT

Wenn Sie weiterhin Probleme mit Ihrem Gerät haben, wenden Sie sich an den NuFACE Kundenservice unter info@NuFACE.com oder kontaktieren Sie uns telefonisch unter **888-360-9171** (nur USA).

GARANTIE

NuFACE® garantiert, dass alle NuFACE® Geräte und Aufsätze für einen Zeitraum von zwei (2) Jahren ab dem Datum des Originalkaufs frei von Material- und Verarbeitungsfehlern sind. Unsere Verpflichtung im Rahmen dieser Garantie beschränkt sich auf den Ersatz des Produkts, wodurch sich die Garantiezeit nicht verlängert. Diese Garantie deckt keine Schäden ab, die durch Missbrauch, unsachgemäße Pflege, Anwendung schädlicher Chemikalien, ein in irgendeiner Weise verändertes Produkt, den Verlust des Geräts oder ein von einem nicht autorisierten Verkäufer erworbenes Produkt entstanden sind.

FÜR DIESES PRODUKT BESTEHT WEDER EINE AUSDRÜCKLICHE NOCH EINE STILLSCHWEIGENDE GARANTIE FÜR DIE EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, DIE MAKTÄGIGKEIT ODER IRGENDINE ANDERE ART.

Für Geräte, die innerhalb der USA erworben wurden: Wenn Sie weitere Informationen zu Ihrer Garantie wünschen oder einen Garantieanspruch geltend machen und eine Rückgabeberechtigungsnummer erhalten möchten, wenden Sie sich bitte an unser Kundendienstteam über unsere Website www.NuFACE.com oder kontaktieren Sie uns telefonisch unter **888-360-9171**. Ein Kaufbeleg eines autorisierten Verkäufers muss als Nachweis vorgelegt werden.

Für Geräte, die außerhalb der USA erworben wurden – Internationale Retouren und internationale Garantien: Für alle Produkte, die außerhalb der Vereinigten Staaten gekauft wurden, gelten die Garantie- und Rückgabebestimmungen des jeweiligen Kaufortes – Spa, Einzel- oder Zwischenhändler. Bitte prüfen Sie Ihren Beleg oder erkundigen Sie sich am Ort des Kaufs für deren Rückgabe- und Garantiebestimmungen.

TECHNISCHE INFORMATIONEN

Das NuFACE® FIX MicroWand-Gerät erfüllt die Anforderungen der IEC 60601-1-2:2014 (EMC, Collateral Standard), einschließlich der Anforderungen an die E-Feld-Empfindlichkeit bei 10 Volt pro Meter bei Frequenzen von 80 MHz bis 2,7 GHz. Doch selbst bei dieser Störfestigkeit können bestimmte Sendegeräte (Mobiltelefone, Funksprechgeräte, Schnurlostelefone, Funksender, RFID-Geräte usw.) Funkfrequenzen aussenden,

TECHNISCHE INFORMATIONEN (FORTSETZUNG)

die den Betrieb des FIX MicroWand unterbrechen können, wenn sie in einem zu geringen Abstand zum Gerät betrieben werden. Benutzer sollten sich über mögliche Funkfrequenzstörungen bewusst sein, wenn tragbare Geräte in unmittelbarer Nähe des FIX MicroWand betrieben werden. Es wird empfohlen, darauf zu achten, dass sich Sendegeräte wie Mobiltelefone, Funksprechgeräte, schnurlose Telefone usw. während der Behandlung nicht in einem Umkreis von 3 m um den FIX MicroWand befinden. Das NuFACE® FIX MicroWand-Gerät erfüllt die Anforderungen der IEC 60601-1-2:2014 für gestrahlte und geleitete Emissionen in Gruppe 1 Klasse B.

Das NuFACE® FIX MicroWand-Gerät erfüllt die Anforderungen der IEC 60601-1-2:2014 für harmonische Verzerrungen der Klasse A.

INFORMATIONEN ZUR ELEKTROMAGNETISCHEN VERTRÄGLICHKEIT

- Das FIX MicroWand-Gerät ist für die Verwendung in einer häuslichen Gesundheitsumgebung vorgesehen und geeignet.
- Das FIX MicroWand-Gerät enthält keine Form von Hochfrequenz- oder Drahtlostechnologien und verursacht keine schädlichen Störungen bei anderen Geräten.
- Es ist nicht zu erwarten, dass die Funktionen und die Leistung des FIX MicroWand beim Betrieb in einer häuslichen Pflegeumgebung beeinträchtigt werden.
- Befolgen Sie bei der Reinigung des Geräts die Pflege- und Wartungsanweisungen in diesem Benutzerhandbuch.
- Befolgen Sie beim Aufladen des Geräts die Anweisungen in diesem Benutzerhandbuch.

Das FIX MicroWand-Gerät wurde gemäß IEC 60601-1-2 (2020) und IEC 60601-4-2 auf Übereinstimmung mit den geltenden Tests zur elektromagnetischen Verträglichkeit (EMV) getestet.

Emissionen

TEST	TEST-STANDARD	COMPLIANCE-KLASSIFIZIERUNG
Gestrahlte RF-Emissionen	CISPR 11	(Gruppe 1, Klasse B) Häusliche Pflegeumgebung
Geleitete RF-Emissionen Blinken	CISPR 11	(Gruppe 1, Klasse B) Häusliche Pflegeumgebung
Harmonische Verzerrung	IEC 161000-3-2	Konform
Spannungsschwankungen und Flickern	IEC 161000-3-3	Konform

Störfestigkeit des Gehäuses

TEST	TEST-STANDARD	COMPLIANCE-KLASSIFIZIERUNG
Elektrostatische Entladung (ESE)	IEC 161000-4-2	± 8 kV Kontakt 2 kV, ±4 kV, ±8 kV, ±15 k Luft
Gestrahltes RF EM-Feld	IEC 161000-4-3	10 V/m 80 MHz bis 2,7 GHz 80 % AM bei 1 kHz
Annäherungsfelder von drahtlosen RF- Kommunikationsgeräten	IEC 161000-4-3	Siehe Tabelle „ RF-Drahtlos-Teststufe“ unten
Nennleistung Frequenz Magnetfelder	IEC 161000-4-8	30 A/m 50 Hz oder 60 Hz

INFORMATIONEN ZUR ELEKTROMAGNETISCHEN VERTRÄGLICHKEIT (FORTSETZUNG)

Input AC Power Immunity

TEST	TEST-STANDARD	STÖRFESTIGKEITESTESTSTUFE
Schnelle elektrische Transienten/ Bursts	IEC 161000-4-4	±2 kV 100 kHz Wiederholfrequenz
Überspannungen Leitung-zu-Leitung	IEC 161000-4-5	±0,5 kV, ±1 kV
Überspannungen Leitung-zu-Erde	IEC 161000-4-5	±0,5 kV, ±1 kV, ±2 kV
Durch RF-Felder induzierte leitungsgebundene Störungen	IEC 161000-4-6	3 V 0,15 – 80 MHz 6 V in ISM- und Amateurfunkbändern zwischen 0,15 MHz und 80 MHz 80 % AM bei 1 kHz
Spannungseinbrüche	IEC 161000-4-11	0 % UT; 0,5 Zyklen Bei 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270° und 315° 0 % UT; 1 Zyklus und 70 % UT; 25/30 Zyklen Einphasig; bei 0°
Spannungsunterbrechungen	IEC 161000-4-11	0 % UT; 250/300 Zyklus

RF-Drahtlos-Teststufen

HF-DRAHTLOS-TESTSTUFEN NACH IEC 60601-1-2		
FREQUENZBEREICH (MHz)	SERVICE	STÖRFESTIGKEITESTESTSTUFE (V/M)
385	TETRA 400	27
450	GMRS 460, FRS 460	28
710	LTE Band 13, 17	9
745		9
780		9
810		28
870	GSM 800/900, TETRA 800, iDEN 820, CDMA 850, LTE Band 5	28
930		28
1720	GSM 1800, CDMA 1900, GSM 1900, DECT; LTE Band 1, 3, 4, 25; UMTS	28
1845		28
1970		28
2450	Bluetooth, WLAN, 80211 b/g/n, RFID 2450, LTE Band 7	28

INFORMATIONEN ZUR ELEKTROMAGNETISCHEN VERTRÄGLICHKEIT (FORTSETZUNG)

HF-DRAHTLOS-TESTSTUFEN NACH IEC 60601-1-2		
FREQUENZBEREICH (MHz)	SERVICE	STÖRFESTIGKEITESTESTSTUFE (V/M)
5240	WLAN 80211 a/n	9
5500		9
5785		9



Entspricht EN IEC/UL: Gerät - 60601-1, 60601-1-6, 62366-1, 60601-1-11, 60601-2-10, 60601-1-2, 60529, 62133-2, 60335-1, 60335-2-23 Netzteil - 60950-1, 60668-2-70

SYMBOLE

Auf dem Gerät, dem Benutzerhandbuch oder der Verpackung können Sie gegebenenfalls eines oder mehrere der folgenden Symbole finden:

- Europäische Konformität
- UK Conformity Assessed
- Nemko Electrical Safety Certification Program European Representative
- European Representative
- Teilenummer
- Bedienungsanleitung; Betriebsanleitung Siehe
- Benutzerhandbuch/Herstellerehandbuch
- Herstellerhandbuch
- Entspricht der europäischen ROHS-Richtlinie (Restriction of Hazardous Substances) 2002/95/EC
- Produkentsorgung gemäß der WEEE-Richtlinie erforderlich
- Anwendungsteil des Typs BF, d. h. ein Gerät, das einen bestimmten Grad an Schutz gegen elektrischen Schlag bietet. Insbesondere hinsichtlich des zulässigen Ableitstroms und der Schutzleiterverbindung.
- Doppelt isoliertes Elektrogerät der Schutzklasse II
- Schutz gegen Staub; Schutz gegen Spritzwasser Abnehmbares Netzgerät

Il dispositivo FIX MicroWand produce bassi livelli di microcorrente che viene emessa attraverso le due sonde sferiche quando tocca la pelle. Prima di utilizzare il dispositivo FIX MicroWand, l'area selezionata della pelle deve essere trattata e preparata con un Attivatore di microcorrente NuFACE® per idratare la pelle e assicurare una conduttività ottimale della microcorrente. Le due sonde sferiche vanno poi fatte scivolare delicatamente sulla pelle per rilasciare gli impulsi elettrici secondo le impostazioni del trattamento scelto. La microcorrente è una modalità estetica che offre corrente elettrica in milionesimi di un ampere e ha la capacità di aumentare la compattezza della pelle e dei muscoli.

USO PREVISTO

Il Dispositivo NuFACE FIX MicroWand è destinato alla stimolazione del viso e indicato per l'uso di cosmetici da banco. Qualsiasi conseguenza derivante dall'uso improprio, l'applicazione del dispositivo su altre parti del corpo o del viso che non siano approvate per l'uso, il collegamento a sorgenti di tensione non corrette, fere sporche, conduttori alternativi scaduti o non NuFACE o qualsiasi altra applicazione impropria non sarà né di responsabilità di NuFACE né dei suoi affiliati.

NON utilizzare sui bambini e i ragazzi al di sotto dei 18 anni. Mantenere il dispositivo lontano dalla portata dei bambini e degli animali.

INFORMAZIONI IMPORTANTI

- Utilizzare il Dispositivo FIX MicroWand solo come descritto in questo Manuale utente.
- I rischi e i pericoli derivanti dall'uso del dispositivo senza rispettare le istruzioni del presente Manuale utente non sono noti.
- Il Dispositivo NuFACE FIX MicroWand ha un numero di serie unico che si trova sul retro del dispositivo. Si prega di registrare il proprio dispositivo con il relativo numero di serie online, sul sito www.NuFACE.com.
- Il dispositivo NuFACE è progettato per il solo uso cosmetico.
- Il dispositivo dovrà essere utilizzato, trasportato e conservato come specificato in questo manuale.
- Utilizzare e conservare il dispositivo e i suoi pezzi senza rispettare le istruzioni indicate nel presente manuale renderà nulla la garanzia e potrà provocare danni al prodotto o lesioni fisiche.
- Non sono noti gli effetti a lungo termine degli stimolatori elettrici transcutanei.
- Applicare la stimolazione solo su pelle normale, intatta, pulita e sana.
- Evitare di applicare una pressione eccessiva quando si usa il dispositivo.
- Possono verificarsi irritazioni e ipersensibilità a causa della stimolazione elettrica e/o l'uso dell'Attivatore di microcorrente NuFACE®.
- Mentre si usa il dispositivo può verificarsi una sensazione di microcorrente. Per ridurre la sensazione può essere necessario utilizzare un'intensità più bassa e/o ulteriore attivatore.
- La pelle può seccarsi durante il trattamento. In tal caso, riapplicare l'Attivatore di microcorrente.
- Una percezione di luci lampeggianti può verificarsi se il dispositivo viene utilizzato vicino o intorno alla zona degli occhi, a causa della stimolazione della retina e/o del nervo ottico da parte della corrente elettrica. La percezione di luci lampeggianti non è pericolosa.
- **NON** utilizzare il dispositivo se si vedono segni di danni o perdite dal dispositivo.
- **NON** rimuovere la batteria del dispositivo.
- **NON** riporre o lasciare il dispositivo sotto il sole o su una superficie calda.
- Seguire tutte le regolamentazioni e linee guida di smaltimento rifiuti locali per smaltire in modo sicuro i dispositivi che contengono batterie.
- Il dispositivo è stato progettato per evitare rischi inaccettabili quando viene utilizzato in condizioni normali e rischi ragionevolmente prevedibili. In caso di perdita completa della funzione di trattamento, il dispositivo non costituisce un rischio per l'utilizzatore.

CONTROINDICAZIONI D'USO

Consultare il proprio medico se si hanno problemi di salute preesistenti o potenziali che potrebbero essere condizionati dall'uso del dispositivo, compresi quelli elencati qui sotto.

- **NON** utilizzare se si ha un dispositivo elettronico impiantato, quali un defibrillatore, un neurostimolatore, un pacemaker o un monitor ECG. Se si utilizza un dispositivo medico indossato sul corpo, come un microinfusore insulino, consultare il proprio medico.
- **NON** utilizzare questo dispositivo se si hanno disturbi cognitivi.

CONTROINDICAZIONI D'USO (CONTINUA)

- **NON** utilizzare questo dispositivo se si ha un'infezione, la tubercolosi o edemi del tessuto osseo.
- **NON** utilizzare se si è in stato di gravidanza.
- **NON** utilizzare se si ha qualsiasi tumore attivo o su una lesione sospetta o cancerosa.
- **NON** utilizzare questo dispositivo se si hanno precedenti di epilessia o convulsioni.
- **NON** utilizzare questo dispositivo se si è avuta un'insufficienza cardiaca.
- **NON** utilizzare in zone di sensibilità cutanea.
- **NON** utilizzare se si è a rischio di emorragia o si hanno disturbi della coagulazione.
- **NON** utilizzare questo dispositivo su zone del corpo diverse da quelle indicate in questo manuale, compreso il petto, le tempie, la parte alta della schiena e la zona dell'inguine.
- **NON** utilizzare questo dispositivo direttamente sulla parte anteriore del collo, sull'arteria carotidea/seno.
- Consultare il proprio medico se ci si trova in una qualsiasi delle indicazioni indicate.

PRECAUZIONI

- Se si è in cura da un medico, consultarlo prima di utilizzare questo dispositivo.
- Applicare la stimolazione solo su pelle normale, intatta, pulita e sana.
- **NON** utilizzare l'Attivatore di microcorrente o FIX MicroWand direttamente su labbra e occhi.
- Fare attenzione quando si utilizza questo dispositivo vicino a protesi metalliche, localmente su zone gonfie, infette o irritate o su eruzioni cutanee, come fibrite, tromboflebite, capillari rotti, vene varicose, ecc.
- Fare attenzione quando si utilizza questo dispositivo se si soffre di trombosi venosa profonda, ridotta circolazione, lesioni croniche o malattie della pelle (come l'eczema).
- Fare attenzione a evitare di applicare la stimolazione elettrica vicino alla ghiandola tiroidea.
- **NON** utilizzare il Dispositivo FIX MicroWand in presenza di attrezzature elettroniche di monitoraggio (ad esempio monitor cardiaci, tracciato elettrocardiografico) o in prossimità (ad esempio 1 m) di attrezzature per l'elettromagnetoterapia, ad onde corte, a microonde, poiché i dispositivi medici potrebbero non funzionare correttamente.
- L'uso di accessori e cavi diversi da quelli venduti da NuFACE® può provocare maggiori emissioni elettroniche, ridotta immunità elettronica del sistema, danni al dispositivo o lesioni.
- Utilizzare esclusivamente il cavo esterno di ricarica fornito con il Dispositivo FIX MicroWand. Adattatori di alimentazione a parete da USB 1A a CA opzionali possono essere acquistati direttamente da NuFACE o rivenditori autorizzati NuFACE. L'adattatore di alimentazione opzionale è contrassegnato NuFACE®. Posizionare sempre l'adattatore affinché sia accessibile nel caso sia necessario disconnetterlo dalla presa a muro.

⚠ AVVERTENZE

NON applicare stimolazione né utilizzare il dispositivo:

- Direttamente su labbra e occhi.
 - Mentre si fa il bagno o la doccia.
 - A temperature estreme.
 - Se si sospetta che il dispositivo sia danneggiato o non funzioni correttamente.
 - Mentre si guida o si utilizzano macchinari.
 - **NON** smontare il dispositivo; potrebbe provocare danni, malfunzionamenti, elettroshock, incendi o ferite. Non contiene pezzi riparabili all'utente.
- Nota: Smontare il dispositivo annulla la garanzia**

Interrompere l'uso del dispositivo e contattare il proprio fornitore sanitario se si sperimenta uno qualsiasi dei seguenti casi:

- Dolore persistente o malsanità.
- Disagio o qualsiasi difficoltà nel respirare o ingoiare.
- Reazione/i negativa/e o pericolosa/e o lesioni.
- Sintomi di ipertensione (capogiri o sordimento).
- Mal di testa fissi e/o sensazioni dolorose.
- Irritazione o bruciore della pelle.
- Sensazioni spiacevoli sulla pelle durante l'uso.
- Luci flash continue mentre il dispositivo non è in uso.
- Se si avverte qualsiasi reazione negativa mentre si utilizza il dispositivo e/o l'attivatore di microcorrente.

PRIMA DI USARE IL DISPOSITIVO


Seguire queste passi importanti prima di utilizzare il nuovo dispositivo:

- 1) Rimuovere dalla scatola il dispositivo FIX MicroWand e il cavo di ricarica USB.
- 2) Connettere il Dispositivo FIX MicroWand a una presa USB per avviare la ricarica, a distanza di sicurezza da qualsiasi fonte d'acqua, su un bancone o un ripiano. Le luci si accenderanno progressivamente, indicando che il dispositivo è in carica. Tutte le luci rimarranno accese quando il dispositivo sarà completamente carico.
- Nota: il Dispositivo FIX MicroWand non si accenderà mentre è in carica.
- 3) **IMPORTANTE: Caricare il Dispositivo FIX MicroWand per 4 ore prima del primo utilizzo.** La luce LED bianca lampeggia per indicare che il dispositivo di bellezza è in carica. Quando la carica è completa, le luci bianche si accenderanno in modo continuo.
- 4) **IMPORTANTE: Effettuare un test sulla pelle per assicurarsi di non essere sensibile all'Attivatore di microcorrente NuFACE.** Strofinare una quantità della grandezza di una moneta di Attivatore di microcorrente sull'avambraccio e lasciare agire per 15-30 minuti, quindi risciacquare. Se si verifica una reazione allergica (eruzione cutanea, rossore, ecc.), contattare immediatamente NuFACE per consigli su formule alternative NuFACE. Non cominciare il trattamento con il Dispositivo FIX MicroWand finché la reazione all'Attivatore di microcorrente non sarà passata.
- 5) Quando il Dispositivo FIX MicroWand è acceso, emette un ronzio stimolante e i LED bianchi si illuminano.
- 6) **IMPORTANTE: Assicurarsi sempre che le due (2) sfere rimangano a diretto contatto con la pelle.** Evitare di tirare o stendere la pelle durante il trattamento.
- 7) Il ronzio stimolante del Dispositivo FIX MicroWand emetterà 3 impulsi rapidi durante il trattamento se la batteria necessita di essere ricaricata. Nota: Il Dispositivo FIX MicroWand NON contrarrà i muscoli. La corrente è delicata, rilassante e leggera quando viene usata correttamente.

ZONE DI TRATTAMENTO

Aiuta a intervenire sulle linee sottili e le rughe intorno a queste aree di trattamento: Fronte, zona degli occhi e zona della bocca [pieghe nasolabiali].

IMPORTANTE: Evitare di utilizzare il dispositivo direttamente sulle labbra o sugli occhi.



TECNICHE DI TRATTAMENTO

Assicurandosi che entrambe le sfere restino a contatto con la pelle, applicare una pressione da leggera a media mentre si utilizza la tecnica di sfumatura del Dispositivo FIX MicroWand.



INDICATORI DI INTENSITÀ DEL DISPOSITIVO

INDICATORE LUCE LED	MODALITÀ DI TRATTAMENTO
1 LED	●○○○ Zona degli occhi (sotto gli occhi)
2 LED	●●○○ Zona della bocca (Linee del sorriso)
3 LED	●●●○ Linee sottili (fronte)

COME UTILIZZARE IL DISPOSITIVO

Le istruzioni qui sotto sono studiate per garantire i risultati più efficaci se seguite correttamente.

1) DETERGERE

• Pulire il viso con un detergente senza oli. Gli uomini dovranno sbarbarsi prima del trattamento, i peli del viso potrebbero interferire con la conduttività delle sfere.

Nota: Qualsiasi crema, lozione, autoabbronzante e/o prodotto a base di oli sulla pelle può bloccare la microcorrente.

2) ATTIVARE

IMPORTANTE: Applicare sempre un Attivatore di microcorrente NuFACE quando si utilizza il dispositivo.

- Applicare uno strato tipo maschera di Attivatore di microcorrente NuFACE area per area mentre si procede.
- Riapplicare l'attivatore se la pelle si secca durante il trattamento per continuare a utilizzare il dispositivo in modo sicuro.

3) PREPARARE IL DISPOSITIVO

• Staccare il Cavo USB dal Dispositivo FIX MicroWand e accenderlo premendo il pulsante di accensione. I LED bianchi si illumineranno e il ronzio stimolante si attiverà quando il dispositivo sarà acceso.

• INIZIARE IL TRATTAMENTO

- I. Scegliere un'area del viso per iniziare il trattamento (Si veda **ZONE DI TRATTAMENTO**)
 - II. Il dispositivo FIX MicroWand dispone di tre modalità di trattamento. La modalità di trattamento può essere modificata con una rapida pressione del pulsante di accensione.
 - III. Selezionare l'indicatore luminoso LED/modalità di trattamento corretto (Si veda **INDICATORE DI INTENSITÀ DEL DISPOSITIVO**)
 - IV. Posizionare il dispositivo direttamente sulla pelle e lasciare entrambe le sfere a contatto durante il trattamento per mantenere il flusso della microcorrente.
 - V. Utilizzare una pressione da leggera a media, iniziare il trattamento.
 - VI. Durante il trattamento, applicare una delle seguenti tecniche: Movimenti Circolari, Orizzontali, Verticali (Si veda **TECNICHE DI TRATTAMENTO**).
- È possibile trattare una o più zone di trattamento per il ciclo completo di 3 minuti.

IMPORTANTE: Se si percepisce la corrente elettrica e/o si ha una sensazione di pizzicore sulla pelle, fare quanto segue:

- Aggiungere altro Attivatore di microcorrente NuFACE sull'area che si sta trattando. Il dispositivo NON contrarrà i muscoli se viene usato come indicato.

5) TERMINARE IL TRATTAMENTO

- Il Dispositivo FIX MicroWand si spegnerà automaticamente dopo un trattamento di 3 minuti.
- Il dispositivo potrà anche essere spento tenendo premuto il pulsante di accensione mentre è acceso e finché i LED dell'indicatore si spengono e si interrompe il ronzio.
- Quando il trattamento è completo e il dispositivo è spento, massaggiare l'Attivatore di microcorrente NuFACE sulla pelle seguito da contorno occhi, crema idratante e SPF.

Si veda la sezione **"PRENDERSI CURA DEL DISPOSITIVO"** per le istruzioni sulla pulizia e la manutenzione del dispositivo.

FREQUENZA DI TRATTAMENTO

- Il Dispositivo FIX MicroWand può essere utilizzato fino a 2 volte al giorno per zona di trattamento.
- 5 giorni a settimana.
- Può essere utilizzato come fase finale del trattamento NuFACE TRINITY+ o MINI+.

Per altre opzioni di trattamento e tecniche più avanzate, scaricare la **Smart App NuFACE** o visitare il nostro sito www.NuFACE.com.

RISULTATI

I risultati possono variare secondo il tipo di pelle e le sue condizioni. Si ottengono risultati ottimali con l'uso regolare.

PRENDERSI CURA DEL DISPOSITIVO FIX MicroWand

Conservazione

Il dispositivo deve essere conservato e utilizzato a temperatura ambiente. Fare attenzione prima di utilizzarlo se è stato conservato o non utilizzato per un lungo periodo di tempo. Ispezionare il dispositivo e non utilizzarlo se ci sono segni di perdite interne della batteria.

Pulizia:

- Inumidire leggermente un panno morbido privo di lanugine con acqua o alcool denaturato per pulire il dispositivo dopo ogni trattamento. Ispezionare visivamente le superfici pulite per individuare eventuali contaminazioni. Se lo sporco o la contaminazione sono ancora presenti, ripetere le fasi di pulizia sopra descritte. Se non è possibile rimuovere la contaminazione, contattare il call center per ulteriori istruzioni.
- **NON immergere mai il dispositivo in acqua.**

Carica:

- Prima del primo utilizzo, caricare il Dispositivo FIX MicroWand per 4 ore.
- Il dispositivo NON si accenderà mentre è in carica.
- Per una durata di vita ottimale e continua della batteria, si consiglia di caricare il dispositivo regolarmente.
- Dopo aver terminato la carica, il dispositivo funzionerà fino a 40 cicli di trattamento completo di 3 minuti
- Conservare il prodotto lontano dalla portata dei bambini quando è in carica.
- Mantenere il prodotto lontano da alta temperatura, fiamme libere e fonti di acqua quando è in carica per prevenire cortocircuiti e danni alla batteria.
- Collegare il caricatore alla presa a muro lontano dall'acqua e in un luogo cui si possa accedere facilmente per disconnetterlo.

Manutenzione della batteria:

Per una durata di vita ideale della batteria, consigliamo di caricare il dispositivo quando viene visualizzato l'indicatore di batteria scarica (solo 1 luce LED) e si accende l'indicatore di batteria scarica.

Controllo della batteria:

Per verificare il livello della batteria del dispositivo, **premere il tasto di accensione per un 1) secondo.** Il livello di batteria si illuminerà attraverso tre (3) LED.

INDICATORE LUCE LED		CARICA DELLA BATTERIA
Nessuna luce LED	○○○	Nessuna carica Si consiglia un ciclo di carica completo di quattro (4) ore prima dell'uso.
1 Lampeggiamento LED	⦿○○	Livello batteria basso. Non c'è abbastanza carica per cominciare un trattamento.
1 LED	●○○	Batteria scarica
2 LED	●●○	Carica media della batteria
3 LED	●●●	Batteria carica

PRENDERSI CURA DEL DISPOSITIVO FIX MicroWand (CONTINUA)

Nota: La batteria ricaricabile del Dispositivo FIX MicroWand non può essere rimossa dall'utente. Fare attenzione prima di utilizzarlo se è stato conservato o non utilizzato per un lungo periodo di tempo. Ispezionare il dispositivo e non utilizzarlo se ci sono segni di perdite interne della batteria.

Smaltimento:

IMPORTANTE: Se si deve smaltire il prodotto, non gettarlo nel fuoco. Smaltire il dispositivo e le sue batterie secondo le regolamentazioni locali.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Il dispositivo non si accende:

Verificare se il dispositivo è completamente carico.

- Se il dispositivo non si accende, la batteria potrebbe essere scarica.
 - Potrebbe essere necessario un ciclo completo di carica di quattro (4) ore per il dispositivo.
 - Per informazioni aggiuntive, consultare la sezione "Batteria" di questa guida utente.
- Resettare il dispositivo:**
- Per resettare il dispositivo, collegarlo all'alimentazione.
 - Tenere premuto il pulsante di accensione per **10 secondi**.
 - Il 1° e il 3° LED lampeggeranno tre (3) volte.
 - Una volta che i LED smetteranno di lampeggiare, si potrà iniziare a utilizzare il dispositivo.

NON provare a risolvere i problemi smontando il prodotto, ciò invaliderebbe la garanzia e potrebbe causare lesioni.

ASSISTENZA CLIENTI

Se i problemi sul dispositivo persistono, contattare il Servizio Clienti NuFACE all'indirizzo e-mail info@NuFACE.com o telefonare al numero **888-360-9171** (Solo Stati Uniti).

GARANZIA

NuFACE® garantisce che tutti i dispositivi e gli accessori NuFACE® sono privi di difetti di produzione, manodopera e materiali per un periodo di due (2) anni dalla data originale dell'acquisto. Il nostro obbligo ai sensi di questa Garanzia è limitato alla sostituzione del prodotto, che non prolungherà la durata della Garanzia. Questa Garanzia non copre i danni da mancata o scarsa cura, applicazione di sostanze chimiche nocive, qualsiasi tipo di modifica del prodotto, perdita del dispositivo e acquisto da un rivenditore non autorizzato.

NESSUN'ALTRA GARANZIA ESPLICITA O IMPLICITA, SIA ESSA DI IDONEITÀ A UNO SCOPO PARTICOLARE O DI COMMERCIALITÀ O DI QUALSIASI ALTRO TIPO, ESISTERÀ PER TALE PRODOTTO.

Per i dispositivi acquistati negli Stati Uniti: Per maggiori informazioni sulla garanzia o per presentare un reclamo in garanzia e ricevere un numero di autorizzazione del reso, contattare il Team del Servizio clienti attraverso il nostro sito www.NuFACE.com o chiamando il numero 888-360-9171. Dovrà essere fornita una ricevuta di un rivenditore autorizzato come prova di acquisto.

Per i dispositivi acquistati al di fuori degli Stati Uniti, resi internazionali e garanzie internazionali: Per tutti i prodotti acquistati al di fuori degli Stati Uniti, valgono le normative del luogo di acquisto (spa, rivenditore o distributore). Consultare la ricevuta o il luogo di acquisto per la policy di reso e garanzia.

INFORMAZIONI TECNICHE

Il Dispositivo NuFACE® FIX MicroWand è conforme ai requisiti dell'IEC 60601-1-2:2014 (Norma collaterale EMC) compresi i requisiti di sensibilità al campo elettrico (E) a 10 volt per metro, a frequenze da 80 MHz a 2,7 GHz. Tuttavia, anche a questo livello di immunità del dispositivo, taluni dispositivi trasmettenti (telefoni cellulari, radio a due vie, telefoni cordless, trasmettitori cercapersone, dispositivi RFID, ecc.) emettono frequenze radio che potrebbero interrompere il funzionamento del FIX MicroWand se in un campo troppo vicino al dispositivo. Gli utilizzatori dovranno essere informati della possibilità di interferenze di frequenze radio se i dispositivi portatili vengono utilizzati nelle vicinanze del FIX MicroWand. Si consiglia di non collocare dispositivi trasmettenti come telefoni cellulari, radio a due vie, telefoni cordless, ecc. entro 3 metri dal FIX MicroWand durante il trattamento. NuFACE® FIX MicroWand è conforme ai requisiti di IEC 60601-1-2:2014 per Emissioni Irradiate e Condotte nel Gruppo 1 Classe B.

NuFACE® FIX MicroWand è conforme ai requisiti di IEC 60601-1-2:2014 per Distorsione armonica nella classificazione armonica A.

INFORMAZIONI SULLA COMPATIBILITÀ ELETTROMAGNETICA

- Il dispositivo FIX MicroWand è destinato e adatto all'uso in un ambiente sanitario domiciliare.
- Il dispositivo FIX MicroWand non incorpora alcuna forma di radiofrequenza o tecnologia wireless ed è stato testato per non causare interferenze dannose ad altri dispositivi.
- Non si prevede che le funzioni e le prestazioni del FIX MicroWand subiscano un degrado quando vengono utilizzate in un ambiente sanitario domestico.
- Durante la pulizia del dispositivo, seguire le istruzioni di cura e manutenzione fornite nel presente Manuale utente.
- Durante la ricarica del dispositivo, seguire le istruzioni fornite nel presente Manuale utente.

Il dispositivo FIX MicroWand è stato testato per essere conforme ai test di compatibilità elettromagnetica (EMC) applicabili secondo IEC 60601-1-2 (2020) e IEC 60601-4-2.

Emissioni

TEST	TEST STANDARD	CLASSIFICAZIONE DI CONFORMITÀ
Emissioni RF irradiate	CISPR 11	(Gruppo 1, Classe B) Ambiente sanitario domiciliare
Emissioni RF condotte lampeggianti	CISPR 11	(Gruppo 1, Classe B) Ambiente sanitario domiciliare
Distorsione armonica	IEC 61000-3-2	Compatibile
Fluttuazioni di tensione e sfarfallio	IEC 61000-3-3	Compatibile

INFORMAZIONI SULLA COMPATIBILITÀ ELETTROMAGNETICA (CONTINUA)

Immunità all'involucro

TEST	TEST STANDARD	CLASSIFICAZIONE DI CONFORMITÀ
Scarica elettrostatica (ESD)	IEC 61000-4-2	Contatto ± 8 kV ± 2 kV, ± 4 kV, ± 8 kV, ± 15 kV in aria
Campo EM RF irradiato	IEC 61000-4-3	10 V/m Da 80 MHz a 2,7 GHz 80% AM a 1 kHz
Campi di prossimità da apparecchiature di comunicazione wireless RF	IEC 61000-4-3	Si veda la tabella dei livelli di test wireless RF di seguito
Campi magnetici a frequenza industriale nominale	IEC 61000-4-8	30A/m 50 Hz o 60 Hz

Immunità all'alimentazione CA in ingresso

TEST	TEST STANDARD	LIVELLO TEST DI IMMUNITÀ
Trasitori elettrici veloci / burst	IEC 61000-4-4	± 2 kV Frequenza di ripetizione 100 kHz
Sovraccarichi da linea a linea	IEC 61000-4-5	$\pm 0,5$ kV, ± 1 kV
Sovratensioni linea-terra	IEC 61000-4-5	$\pm 0,5$ kV, ± 1 kV, ± 2 kV
Disturbi condotti indotti da campi RF	IEC 61000-4-6	3 V 0,15 – 80 MHz 6 V nelle bande ISM e radioamatoriali tra 0,15 MHz e 80 MHz 80 % AM a 1 kHz
Calì di tensione	IEC 61000-4-11	0% TU; 0,5 ciclo A 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270° e 315° 0% TU; 1 ciclo e 70% UT; 25/30 cicli Monofase: a 0°
Interruzioni di tensione	IEC 61000-4-11	0% TU; 250/300 ciclo

INFORMAZIONI SULLA COMPATIBILITÀ ELETTROMAGNETICA(CONTINUA)

RF Wireless Test Levels

RF WIRELESS TEST LEVELS PER IEC 60601-1-2		
FREQUENCY RANGE (MHZ)	SERVICE	IMMUNITY TEST LEVEL (V/M)
385	TETRA 400	27
450	GMRS 460, FRS 460	28
710	Banda LTE 13, 17	9
745		9
780		9
810		28
870	GSM 800/900, TETRA 800, iDEN 820, CDMA 850, Banda LTE 5	28
930		28
1720	GSM 1800; CDMA 1900; GSM 1900; DECT; Banda LTE 1, 3, 4, 25; UMTS	28
1845		28
1970		28
2450	Bluetooth, Wi-Fi, 802.11 b/g/n, RFID 2450, Banda LTE 7	28
5240	Wi-Fi 802.11 n,d	9
5500		9
5785		9



Conforme a EN IEC/UL: Dispositivo - 60601-1, 60601-1-6, 62366-1, 60601-1-11, 60601-2-10, 60601-1-2, 60529, 62133-2, 60335-1, 60335-2-23 Alimentazione elettrica - 60950-1, 60068-2-70

SIMBOLI

Possono apparire uno o vari dei seguenti contrassegni sul Dispositivo, il Manuale utente o l'imballaggio.



Conformità Europea



Conformità valutata dal Regno Unito



Programma di certificazione della sicurezza elettrica Nemko



Rappresentante europeo



Numero di parte

SIMBOLI (CONTINUA)



Manuale dell'operatore; Istruzioni per l'uso Fare riferimento



al manuale/libretto di istruzioni



Produttore



Conforme alla direttiva RoHS (Restriction of Hazardous Substances) europea 2002/95/EC



Il prodotto deve essere smaltito in conformità alla direttiva WEEE



Parte applicata di tipo BF, ovvero un'apparecchiatura che fornisce un particolare grado di protezione contro le scosse elettriche. In particolare per quanto riguarda la corrente di dispersione ammissibile e il collegamento a terra di protezione.



Dispositivo elettrico a doppio isolamento Classe II



Protezione contro la polvere: Protezione contro gli spruzzi d'acqua



Parte di alimentazione staccabile

FIX MicroWand 기기는 피부와 접촉할 때 낮은 수준의 미세 진류를 생성하여 두 개의 구형 프로브를 통해 발송합니다. **FIX MicroWand** 기기를 사용하여 진동 피부에 수분을 공급하며 미세진류 진도도 최적화할 수 있도록 진동 기술학 피부의 선택된 영역에 **NUFACE*** 마이크로커런트 액티베이터를 도입합니다. 그런 다음 두 개의 구형 프로브를 피부 위로 부드럽게 미끄러지듯 움직여 선택된 트리트먼트 영역에 따라 진동 출력을 가합니다. 미세진류는 100만 배의 압력이 단위의 진류를 제공하는 에스테틱 기업으로, 피부와 근육의 탄력을 증가시키는 능력이 있습니다.

사용 목적

NUFACE FIX MicroWand 기기는 처방전 없이 구입할 수 있는 얼굴 자극을 미용기기입니다. 진동과 그 계열은 기기의 온도, 신체의 다른 부위에 대한 승인되지 않은 사용, 잘못된 전압 콘센트 연결, 불결한 구형, 기원이 지나가나 **NUFACE** 이외의 미세진류 활성화 및 기타 잘못된 사용으로 인해 발생한 결과에 대해 책임을 지지 않습니다. 영유아 및 18세 미만의 미성년자에게 사용하지 **하십시오**. 반려동물과 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.

주요 정보

- 사용 설명서에 설명된 대로만 **FIX MicroWand** 기기를 사용하십시오.
- 본 사용 설명서를 따르지 않고 기기를 사용할 때의 위험 요소에 대해서는 알려지지 바가 있습니다.
- **NUFACE** FIX MicroWand 기기의 뒷면에 고유한 일련 번호가 있습니다.
- **www.NUFACE.com** 에서 온라인으로 일련 번호를 기입하고 기기를 등록하십시오.
- **NUFACE** 기기는 미용 목적으로만 사용하도록 설계되었습니다.
- 기기는 본 사용 설명서에 명시된 방법으로 작동, 운반 및 보관해야 합니다.
- 본 사용 설명서에 명시된 지침에 따라 기기와 해당 보조장치를 사용하고 관리하지 않을 경우 보증이 무효화되고 제품이 손상되거나 신체 해를 입을 수 있습니다.
- 피하조직에 가해지는 전기 자극의 정전기적 영향은 알려지지 바가 있습니다.
- 정상적이고 손상되지 않았으며 깨끗하고 건강한 피부에만 자극을 가하십시오.
- 기기를 사용할 때 과도한 압력을 가하지 **하십시오**.
- **NUFACE*** 마이크로커런트 액티베이터는 전기 자극 및/또는 사용으로 인해 피부 자극이나 과민증이 발생할 수 있습니다.
- 기기를 사용하는 동안 미세진류의 느낌을 받을 수 있습니다. 이러한 느낌을 즐기 위해 더 낮은 강도 및/또는 추가 활성화제를 사용하여 할 수 있습니다.
- 트리트먼트 중에 피부가 건조해져 마이크로커런트 액티베이터를 사용할 수 없습니다.
- 기기를 눈 근처 또는 주변에서 사용하는 경우 진류에 의한 깜빡 및/또는 일시적 자극으로 인해 불빛이 번쩍이는 것처럼 느낄 수 있습니다. 번쩍이는 불빛은 유해하지 않습니다.
- 기기를 손에 손잡고 있는 누출의 징후가 있으면 기기를 사용하지 **하십시오**.
- 기기에 배터리를 제거하지 **하십시오**.
- 기기를 직사광선 아래 또는 뜨거운 표면에서 보관하거나 두지 **하십시오**.
- 배터리가 들어 있는 기기를 안전하게 폐기하면 모든 현지 규정 및 폐기물 관리 지침을 따르십시오.
- 기기는 위험을 할리적으로 예측할 수 있는 정상적인 상황에서 사용 시 용납할 수 없는 위험이 발생하지 않도록 설계되었습니다. 트리트먼트 기능이 완전히 상실된 경우, 기기는 사용자에게 위험을 초래하지 않습니다.

사용 시 금기사항

- 아래 나열된 질환을 포함하여 기기 사용으로 인해 건강에 영향을 받을 수 있는 질환 또는 잠재적 문제가 있는 경우 의사와 상담하십시오.
- 제세동기, 신경 자극기, 심장복합기 또는 심전도 모니터링 같은 전자식 이식 장치가 있는 경우 사용하지 **하십시오**. 인슐린 펌프와 같은 신체 착용 의류가 사용하는 경우 의사와 상담하십시오.
- 인지 능력이 손상된 경우 이 기기를 사용하지 **하십시오**.
- 감염, 결핵 또는 불꽃 부상이 있는 경우 이 기기를 사용하지 **하십시오**.
- 임신한 경우에는 사용하지 **하십시오**.
- 임의로 해류를 받고 있거나 말 또는 양모로 의식되는 병변이 있는 경우 사용하지 **하십시오**.
- 간질 또는 발작 병력이 있는 경우 사용하지 **하십시오**.
- 심부전 병력이 있는 경우 이 기기를 사용하지 **하십시오**.
- 피부 감각이 손상된 부위에 사용하는 사용하지 **하십시오**.
- 출혈성 질환이나 출혈 장애가 있는 경우 사용하지 **하십시오**.
- 가슴, 갈비뼈, 머리와 목, 눈, 귀, 사타구니, 손목, 손가락은 본 설명서에 명시된 피부 이외의 신체 부위에 이 기기를 사용하지 **하십시오**.
- 경동맥/경정맥 동맥의 목 앞쪽에 이 기기를 직접 사용하지 **하십시오**.
- 위의 금기 사항 중 하나라도 해당하는 경우 의사와 상담하십시오.

주의 사항

- 치료를 받고 있는 경우 기기 사용 전 의사와 상담하십시오.
- 피부에 이식 손상되지 않았으며 깨끗하고 건강한 피부에만 자극을 가하십시오.
- 마이크로커런트 액티베이터나 **FIX MicroWand**를 입술이나 눈에 직접 사용하지 **하십시오**.
- 금속 임플란트 근처에서 이 기기를 사용할 때는 주의하십시오. 부어올랐거나, 감염되었거나 압축이 있는 부위, 정맥염, 혈관정맥염, 모세혈관 파열, 정맥류 등의 피부 발진이 있는 부위에 금속 이식물 사용 중단.
- 심박맥 및 혈전성 질환 위험 상황, 만성 상처 또는 피부 질환(예: 습진)이 있는 경우 이 기기를 사용할 때 주의하십시오.
- 감성성 근처에서 전기 자극을 가하지 않도록 주의하십시오.
- 전자 모니터링 장비(예: 심장 모니터, 심장 추적 장치)를 단파, 마이크로파 또는 전자기 치료 장비가 가까운(예: 1m) 일 경우 **NUFACE** FIX MicroWand 장치를 작동하지 **하십시오**. 의사가 오작동할 수 있습니다.
- **NUFACE***에서 판매하지 않는 액세서리와 케이블을 사용할 경우 전자기 방출이 증가하고, 시스템의 전자기 내성이 감소하며, 장치가 손상되거나 부상을 입을 수 있습니다.
- **FIX MicroWand** 장치와 함께 제공된 외부 충전 케이블만 사용하십시오. 선택 사항인 SVAC 나 USB-A 충전 케이블은 사용하지 않습니다. **NUFACE*** 필러제로부터 직접 구매할 수 있습니다. 선택 사항인 진동 액티베이터는 **NUFACE***가 포함되어 있습니다. 진동 액티베이터를 콘센트에서 분리하여 사용하는 경우 항상 쉽게 접근할 수 있는 위치에 두십시오.

경고

다음과 같은 경우에는 자극을 가하거나 기기를 사용하지 마십시오.

- 입술이나 눈에 직접.
- 목욕 또는 샤워 중.
- 극한의 온도에서.
- 기기가 손상되었거나 제대로 작동하지 않는 것으로 의심되는 경우.
- 운전 중이거나 기계를 조작하는 동안.
- 기기를 분해하지 **하십시오**. 손상, 오작동, 감전, 화재 또는 부상의 원인이 될 수 있습니다.
- 기기 내부에 액체가 유입되거나 정액이 있는 부위가 없습니다.
- **상호 및 반대편 보증이 무효화됩니다.**
- **다음과 같은 상황이 발생하면 기기 사용을 중단하고 의사와 상담하십시오.**
 - 지속적인 통증이나 불편.
 - 불편함 또는 호통하거나 상기는 데 어려움이 있는 경우.
 - 부정적이거나 유해한 반응 또는 부상.
 - 고열 및 증상(현기증 또는 어지러움)
 - 지속적인 두통 및/또는 통증 감각.
 - 피부 자극 또는 화상.
 - 사용 중 피부에 통증.
 - 기기를 사용하지 않거나 기기가 지속적으로 깜빡임.
 - 기기 및/또는 마이크로커런트 액티베이터를 사용하는 동안 부정적인 반응을 경험한 경우.


새로운 기기 사용 전 속시사항

- 새 기기를 사용하기 전에 다음 사항을 꼭 따르십시오.
 - 1) 상자에서 **FIX MicroWand** 기기와 USB 충전 케이블을 꺼냅니다.
 - 2) **FIX MicroWand** 기기를 물에서 멀리 떨어진 카운터나 테이블 위에 올려 놓고 USB 콘센트에 연결하여 충전합니다. LED 표시등이 점멸 커지면서 기기가 충전 중임을 나타냅니다. 기기가 완전히 충전되면 모든 표시등이 계속 켜져 있습니다.
 - **참고: FIX MicroWand 기기는 충전 중일 때 켜지지 않습니다.**
 - **참고: FIX MicroWand 기기를 항상 사용하는 경우 약 4시간 동안 충전하십시오.** 흰색 LED 표시등이 켜지면 배터리 기기가 충전 중임을 나타냅니다. 충전이 완료되면 흰색 표시등이 계속 켜집니다.
 - **참고: 피부용 텍스처나 **NUFACE** 마이크로커런트 액티베이터에 민감하지 않은지 확인하십시오.** 팔뚝에 소량의 마이크로커런트 액티베이터를 바르고 15-30분 동안 방치한 후 잊으십시오. 해당 부위가 붉게 변하거나 발진이 생기는 등의 알레르기 반응이 나타나는 경우, 즉시 **NUFACE**에 문의하여 대체 가능한 **NUFACE** 제품에 대한 정보를 받으십시오. 마이크로커런트 액티베이터에 대한 반응이 해결될 때까지 **FIX MicroWand** 기기로 트리트먼트를 시작해서는 안 됩니다.
 - 5) **표시등이 켜지면** **NUFACE** 기기의 전원이 켜져 있을 때는 원형거리는 소리와 함께 흰색 LED 표시등이 켜집니다.
 - 6) **참고: 항상 두 개의 구형이 피부에 직접 당도록 하십시오.** 트리트먼트 중에는 피부를 잡아당기지 **하십시오**.
 - 트리트먼트 중 배터리를 충전이 필요한 경우 **FIX MicroWand** 기기는 3번의 빠른 플스를 발송합니다. 참고: **FIX MicroWand** 기기는 근육을 수축시키지 않습니다. 진류는 올바르게 사용할 경우 부드럽고 진정 효과가 있으며 자극적이지 않습니다.

트리트먼트 부위


이마, 눈가, 입가(비구순 주름) 등 트리트먼트 부위 주변의 잔주름과 주름을 해결하는 데 도움이 됩니다.

중요: 기기를 입술이나 눈에 직접 사용하지 않습니다.



트리트먼트 방법

양쪽 구멍이 피부에 닿도록 하여 FIX MicroWand 기기 패더링 기법을 사용하는 동안 가볍게 또는 중간 정도의 압력을 가하십시오.



기기 강도 표시기

LED 표시등	트리트먼트 모드
LED 표시등 1개	●○○○ 눈가(눈 밑)
LED 표시등 2개	●●○○ 입가(스마일 라인)
LED 표시등 3개	●●●● 잔주름(이마)

기기 사용 방법

다음 지침은 사용자가 올바르게 이해하고 준수하였을 때 가장 효과적인 결과를 얻을 수 있도록 작성되었습니다.

1) 클렌징

오일 프리 클렌저로 얼굴을 깨끗이 세안합니다. 남성의 경우 수염이 구멍의 전도성을 방해할 수 있으므로 트리트먼트를 시작하기 전에 면도를 해야 합니다.

참고: 피부에 남아 있는 크림, 로션, 젤, 데너 및/또는 오일 기반의 제품은 미세전류를 차단할 수 있습니다.

기기 사용 방법 (계속)

2) 활성화

중요: 기기를 사용할 때는 항상 NuFACE 마이크로커런트 액티브이터를 사용하십시오.

- 트리트먼트를 할 때 섹션별로 NuFACE 마이크로커런트 액티브이터를 마스크 두께로 넉히 말라줍니다.
- 트리트먼트 중에 피부가 건조해지면 기기를 계속 안전하게 사용할 수 있도록 액티브이터를 다시 말라줍니다.

3) 기기 준비

- FIX MicroWand 기기에서 USB 케이블을 분리하고 ON 버튼을 눌러 기기의 전원을 켭니다. 기기가 켜지면 흰색 LED 표시등이 켜지고 윙윙거리는 소리가 나기 시작합니다.

4) 트리트먼트 시작

1. 트리트먼트를 시작할 얼굴 부위를 선택합니다(트리트먼트 부위 참조).
 2. FIX MicroWand 기기에는 세 가지 트리트먼트 모드가 있습니다. 전원 버튼을 빠르게 눌러 트리트먼트 모드를 변경할 수 있습니다.
 3. 적절한 LED 표시등/트리트먼트 모드를 선택합니다(기기 강도 표시기 참조).
 4. 기기를 피부에 직접 대고 두 구멍을 접촉시켜 트리트먼트 중에 미세전류가 계속 흐르도록 합니다.
 5. 약한 압력이나 중간 정도의 압력을 가하여 트리트먼트를 시작합니다.
 6. 트리트먼트 중에는 원형, 수평, 수직 동작 중 하나의 기술을 적용합니다(트리트먼트 기술 참조).
- 전체 3분 주기 동안 하나 이상의 트리트먼트 부위를 관리할 수 있습니다.

중요: 전류가 느껴지거나 피부에 따끔따끔한 느낌이 들면 다음을 수행하십시오.:

- Add more NuFACE Microcurrent Activator to the area you are treating. The device will NOT contract the muscles when used as instructed.

5) 마무리 처리

- FIX MicroWand 기기는 3분 트리트먼트 후 자동으로 꺼집니다.
- 기기가 작동 중인 상태에서 LED 표시등이 꺼지고 윙윙거리는 소리가 멈출 때까지 전원 버튼을 눌러 기기를 끌 수 있습니다.
- 트리트먼트가 끝나면 기기를 끄고 남은 NuFACE 마이크로커런트 액티브이터를 피부에 마사지한 후 아이크림, 모이스처라이저, SPF를 발라줍니다.

기기 세척 및 유지관리에 대한 지침은 '기기 관리' 섹션으로 이동하십시오.

트리트먼트 주기

- FIX MicroWand 기기는 트리트먼트 부위당 하루에 최대 2회까지 사용할 수 있습니다.
- 주 5일 동안 사용할 수 있습니다.
- NuFACE TRINITY+ 또는 MINI+ 트리트먼트의 마무리 단계로 사용할 수 있습니다.

고급 트리트먼트 옵션과 홀드에 대해서는 NuFACE 스마트 앱을 다운로드하거나 당사 웹사이트(www.NuFACE.com)를 방문하십시오.

결과

관리 결과는 피부 유형과 상태에 따라 달라질 수 있습니다. 규칙적인 관리를 통해 최상의 결과를 얻을 수 있습니다.

FIX MicroWand 기기 관리

보관:

기기는 실온에서 보관 및 사용하도록 설계되었습니다. 기기를 장기간 보관하거나 사용하지 않은 경우 사용하기 전에 주의하십시오. 기기를 검사하여 배터리가 누출된 징후가 있는 경우 사용하지 마십시오.

세척:

- 트리트먼트를 마친 후 매번 부드럽고 보풀이 없는 천을 물이나 알코올에 살짝 적서 기기를 닦아줍니다. 세척한 표연의 오염 여부를 육안으로 검사합니다. 먼지나 오염이 여전히 남아 있는 경우 위에 설명된 세척 단계를 반복합니다. 오염을 제거할 수 없는 경우 클렌저에 문의하여 추가 지침을 받으십시오.
- 기기를 절대 물에 담그지 마십시오.

FIX MicroWand 기기 관리 (계 속)

충전:

- 처음 사용하기 전에 FIX MicroWand 기기를 4시간 동안 충전하십시오.
- 충전 중에는 기기가 켜지지 않습니다.
- 배터리의 수명을 최적 상태로 유지하려면 정기적으로 기기를 충전하는 것이 좋습니다.
- 완전히 충전된 기기는 최대 40회의 3분 트리트먼트에 사용할 수 있습니다.
- 충전 시 제품을 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- 충전 시 단락 또는 배터리의 손상을 방지하기 위해 제품을 고온, 화기 및 수증에서 멀리 두십시오.
- 충전기를 물에서 멀리 떨어져 있고 쉽게 접근하고 분리할 수 있는 위치에 있는 벽면 콘센트에 꽂습니다.

배터리 관리:

이상적인 배터리 수명 관리를 위해 기기에 배터리 부족(LED 표시등이 1개만 켜짐)이 표시되고 배터리 부족 표시기가 시작될 때 기기를 충전하는 것이 좋습니다.

배터리 확인:

기기의 배터리 잔량을 확인하려면 **기기의 전원 버튼을 1초 동안 누르십시오**. 배터리 잔량은 3개의 LED를 통해 표시됩니다.

LED 표시등	배터리 전원
LED 표시등 없음	○○○ 배터리 전원 없음 사용하기 전에 4시간 동안 완전히 충전하는 것이 좋습니다.
LED 표시등 1개 깜박임	○●○ 배터리 위험 수준. 트리트먼트를 시작하기에 충전량이 충분하지 않습니다.
LED 표시등 1개	●○○ 배터리 부족
LED 표시등 2개	●●○ 배터리 중간
LED 표시등 3개	●●● 배터리 완충

참고: FIX MicroWand 기기의 충전식 배터리는 사용자가 분리할 수 없습니다. 기기를 장기간 보관하거나 사용하지 않은 경우 사용하지 전에 주의하십시오. 기기를 검사하여 배터리가 누출된 징후가 있는 경우 사용하지 **마십시오**.

폐기:

중요: 기기를 폐기할 경우 **물 속에 넣지 마십시오**. 지역의 규정에 따라 기기와 배터리를 폐기하십시오.

문제 해결

기기가 켜지지 않을:

기기가 완전히 충전되었는지 확인하십시오.

기기가 켜지지 않으면 배터리가 방전되었을 수 있습니다.

기기를 4시간 동안 완전히 충전해야 할 수 있습니다.

· 추가 내용은 본 사용자 설명서의 '배터리' 섹션을 참조하십시오.

기기 재설정:

기기를 재설정하려면 기기를 전원 공급 장치에 연결합니다.

· 전원 버튼을 **10초** 동안 누르고 있습니다.

· 첫 번째와 세 번째 LED가 **세 번** 깜박일 수 있습니다.

· LED가 깜박임을 멈추면 기기를 사용할 수 있습니다.

제품을 분해하여 문제를 해결하려고 시도하지 **마십시오**. 보증이 무효화되고 부상을 입을 수 있습니다.

고객 지원

기기에 여전히 문제가 발생할 경우

info@NuFACE.com으로 NuFACE 고객센터에 문의하십시오. 전화 **888-360-9171**로 문의할 수도 있습니다(미국만 해당)

보증

NuFACE®는 모든 NuFACE® 기기와 그 보조장치에 대해 원 구매일로부터 2년 동안 재료와 기술에 제조상의 결함이 없음을 보증합니다. 본 보증에 따른 당사의 의무는 보증 기간 중에 제품을 교체하는 것으로 제한됩니다. 본 보증은 남용, 부적절한 관리, 유해한 화학물질의 사용, 어떤 식으로든 변경되었을 수 있는 제품, 승인되지 않은 판매자로부터 구입한 기기 및 제품의 분실로 인한 손해에는 적용되지 않습니다.

특정 목적에 대한 적합성, 상품성 또는 기타 어떤 종류의 적합성에 관계없이 해당 제품과 관련하여 명시적이거나 묵시적인 기타 어떠한 보증도 존재하지 않습니다.

미국에서 구입한 기기의 경우: 보증에 관한 자세한 정보가 필요하거나 보증 청구를 시작하고 반품 승인 번호를 발급받고자 하는 경우, 웹사이트(www.NuFACE.com)나 전화(**888-360-9171**)를 통해 고객센터에 문의하십시오. 구매 증빙 서류를 공식 판매자의 영수증을 제시해야 합니다.

미국 이외의 지역에서 구입한 기기의 경우: 모든 제품의 반품 및 국제 보증은 스페, 스웨덴, 유로존에 구매자를 통해 이루어집니다. 반품 및 보증 정책에 대해서는 영수증을 확인하거나 구매처에 문의하십시오.

기술 정보

NuFACE® FIX MicroWand는 80MHz ~ 2.7GHz의 주파수에서 미터당 10V의 전자기장 민감도 요건을 포함하여 IEC 60601-1-2:2014(EMC 부속)의 요건을 준수합니다. 하지만 이러한 수준의 장치 내성에서도 특정 전송 장치(휴대폰, 양방향 무선기, 무선 전화기, 호출 송신기, RFID 장치 등)는 FIX MicroWand와 너무 가까운 거리에서 작동하는 경우 FIX의 작동을 방해할 수 있는 무선 주파수를 방출합니다. 휴대용 장치를 FIX MicroWand와 가까운 곳에서 작동할 경우 사용하는 무선 주파수 간섭이 발생할 수 있다는 것을 알고 있어야 합니다. 트리트먼트 중에는 휴대용, 양방향 무선기, 무선 전화기 등의 송신 장치를 FIX MicroWand에서 30미터(100피트) 이내에 두지 않는 것이 좋습니다. NuFACE® FIX MicroWand는 그룹 1 클래스 B의 방사성 및 전도성 방출에 대한 IEC 60601-1-2:2014의 요구 사항을 준수합니다.

NuFACE® FIX MicroWand는 고조파 분류 A의 고조파 왜곡에 대한 IEC 60601-1-2:2014의 요구 사항을 준수합니다.

전자파 적합성 정보

- FIX MicroWand 기기는 홈 헬스케어 환경에서 사용하도록 제작되었으며 이러한 용도에 적합합니다.
- FIX MicroWand 기기는 어떠한 형태의 무선 주파수나 무선 기술도 포함하지 않으며, 다른 장치에 유해한 간섭을 일으키지 않는 것으로 테스트되었습니다.
- FIX MicroWand는 홈 헬스케어 환경에서 작동 시 기능과 성능이 저하될 것으로 예상되지 않습니다.
- 기기를 세척할 때는 본 사용 설명서에 제공된 관리 및 유지보수 지침을 따르십시오.
- 기기를 충전할 때는 본 사용자 설명서에 제공된 지침을 따르십시오.

FIX MicroWand 기기는 IEC 60601-1-2:2020 및 IEC 60601-4-2에 따라 해당 전자파 적합성(EMC) 기준을 준수하는 것으로 테스트되었습니다.

방송

테스트	테스트 표준	규정 준수 분류
방사성 RF 방출	CISPR 11	(그룹 1, 클래스 B) 홈 헬스케어 환경
전도성 RF 방출 깜박임	CISPR 11	(그룹 1, 클래스 B) 홈 헬스케어 환경
고조파 왜곡	IEC 61000-3-2	준수
전압 변동과 깜박임	IEC 61000-3-3	준수

전자파 적합성 정보(계속)

인물로지 내성

테스트	테스트 표준	규정 준수 분류
정전기 방전(ESD)	IEC 61000-4-2	± 8kV 점접 ±2 kV, ±4 kV, ±8 kV, ±15kV 대기
방사성 고주파 전자기장	IEC 61000-4-3	10 V/m 80 MHz ~ 2.7 GHz 1 kHz에서 80% AM
RF 무선 통신 장비의 근접장	IEC 61000-4-3	RF 무선 테스트 레벨 표 참조
정격 주파수 자기장	IEC 61000-4-8	30A/m 50 Hz 또는 60 Hz

입력 AC 전력 내성

테스트	테스트 표준	내성 테스트 레벨
전기적 빠른 과도현상/비스트	IEC 61000-4-4	±2 kV 100 kHz 반복 주파수
라인간 서지	IEC 61000-4-5	±0.5 kV, ±1 kV
라인과 접지간 서지	IEC 61000-4-5	±0.5 kV, ±1 kV, ±2 kV
무선주파수장에 의해 유도되는 전도 방해	IEC 61000-4-6	3 V 0.15 ~ 80 MHz 0.15MHz~80MHz 사이의 ISM 및 아마추어 무선 대역에서 6V 1 kHz에서 80 % AM
전압감하	IEC 61000-4-11	0 % UT: 0.5주기 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270° 및 315°에서 0% UT: 1주기 및 70% UT: 25/30 주기 단상; 0°에서
전압정전	IEC 61000-4-11	0% UT: 250/300주기

RF 무선 테스트 레벨

IEC 60601-1-2에 따른 RF 무선 테스트 레벨		
주파수 범위(MHz)	서비스	내성 테스트 레벨(V/M)
385	TETRA 400	27
450	GMRS 460, FRS 460	28
710	LTE Band 13, 17	9
745		9
780		9

전자파 적합성 정보(계속)

IEC 60601-1-2에 따른 RF 무선 테스트 레벨		
주파수 범위(MHz)	서비스	내성 테스트 레벨(V/M)
810	GSM 800/900, TETRA 800, iDEN 820, CDMA 850, LTE Band 5	28
870		28
930		28
1720	GSM 1800, CDMA 1900, GSM 1900, DECT, LTE Band 1, 3, 4, 25; UMTS	28
1845		28
1970		28
2450		28
5240	WLAN 802.11 b/g/n, RFID 2450, LTE Band 7	9
5500		9
5785		9



다음 EN IEC/UL Device 규정 준수 - 60601-1, 60601-1-6, 62366-1, 60601-1-11, 60601-2-10, 60601-1-2, 60529, 62133-2, 60335-1, 60335-2-23 전함공급장치 - 60950-1, 60068-2-70

기호

다음 마킹 중 하나 이상이 기기, 사용 설명서 또는 패키지에 표시될 수 있습니다.

- 유럽 적합성 인증
- 영국 적합성평가
- Nemko 전기안전인증프로그램
- 유럽 대표
- 부품 번호
- 사용 설명서, 작동 지침.
- 사용 설명서/소책자 참조
- 제조사
- 2002/95/EC 유럽 유해물질 사용제한 지침 준수
- 제품은 WEEE 지침에 따라 폐기해야 합니다
- BF형 장착부: 전기 충격에 대한 특정 수준의 보호를 갖춘 장비로, 특히 허용 누설 전류 및 보호 접지 연결에 관한.
- 클래스 II 이중 절연 전기 장치
IP54 먼지로부터 보호, 튀는 물로부터 보호.
- 탈착식 전원부

FIX MicroWand 祛纹仪会产生低电平微电流，两个内置球形探头在接触皮肤时，会释放这些微电流。使用 FIX MicroWand 祛纹仪前，先在选择要护理的皮肤区域使用 NuFACE® 微电流活化剂做好准备，滋润皮肤并确保最佳微电流传导性。然后用两个球形探头轻轻滑过皮肤，按照选定的护理设定传导微电流。微电流是一种美容方式，可提供百万分之一安培的电流，能够提升皮肤和肌肉紧致度。

预期用途

NuFACE FIX MicroWand 祛纹仪用于刺激面部肌肤，为非处方类美容用途。因使用仪器不当，在不合适的面部或面部区域使用仪器，连接至不当电压、球形探头不干净、精华过期或非 NuFACE 插电精华，或其它任何不当使用而引起的任何后果，NuFACE 及其附属机构均不承担责任。

婴幼儿或 18 岁以下的儿童**请勿使用**。请将此仪器置于儿童和宠物无法触及的位置。

重要信息

- 仔细阅读本用户手册中的说明使用 FIX MicroWand 祛纹仪。
- 对此仪器的任何不遵守用户手册的操作，均可能导致未知风险与危险。
- 您的 NuFACE FIX MicroWand 祛纹仪底部标有唯一的序列号。请记下您的序列号并登录 www.NuFACE.com NuFACE 注册您的仪器。
- NuFACE 仪器仅用于美容。
- 请严格按照本用户手册指定方法操作、运输及存放此仪器。
- 如未按照用户手册说明使用并维护此仪器及相关附件，将导致保修失效，也可能导致产品损坏或人身伤害。
- 经由电神经进行的电子刺激器的长期效果尚未被研究证实。
- 此仪器仅适用于正常、完好、清洁、健康的皮肤。
- 使用仪器时避免施加过大。
- 由于电刺激和/或使用 NuFACE® 微电流活化剂，可能会出现皮肤刺激或过敏反应。
- 在使用本仪器时，可能会出现微电流感，可能需要使用较低强度和/或更多活化剂来减少该感觉。
- 在护理期间，皮肤可能会变干燥，此时可能需要重新涂抹微电流活化剂。
- 由于电流会刺激视网膜和视神经，如果在眼睛附近或周围使用该设备，可能会产生闪光感、闪光感不会受伤。
- 如果看到此仪器有任何损坏或泄漏迹象，**请勿使用**。
- **请勿**将此仪器置于阳光直射处或灼热表面上。
- 遵循所有地方法规和废物管理指南，安全处置含电池的设备的。
- 该设备的设计旨在确保在正常条件下使用时不会有不可接受的风险，并可合理预见危险。如果此仪器完全丧失护理功能，不会对用户构成风险。

使用禁忌

除了下列禁用情况之外，如果您有任何可能因使用本仪器而受到影响的既往病史或潜在健康状况，请咨询您的医疗保健提供者。

- 若您植入了除颤器、神经刺激器、起搏器或 ECG 监护仪等电子植入仪器，**请勿使用**。若您使用便携式医学器械（如胰岛素泵），请在使用前咨询您医疗保健提供者。
- 若您有认知障碍，**请勿使用**此设备。
- 如果您患有感染、静脉曲张或组织肿胀，**请勿使用**此设备。
- 孕妇**请勿使用**。
- 若您患有任何活跃性癌症或任何可疑或癌症病变，**请勿使用**仪器。
- 若您有癫痫或癫痫发作史，**切勿使用**此仪器。
- 若您有心力衰竭病史，**切勿使用**此仪器。
- **切勿**用于皮肤感觉受损的部位
- 若您患有出血病或出血性疾病，**请勿使用**
- **请勿**在本手册说明之外的任何其他身体部位使用本仪器，包括胸部、太阳穴、上背部和颈部。
- **请勿**在颈部前、颈动脉/窦上直接使用该设备。
- 如有上述任何禁忌，请咨询您的医疗保健提供者。

注意事项

- 若您正在接受医疗护理，请在使用该仪器前咨询医生。
- 此仪器仅适用于正常、完好、清洁、健康的皮肤。
- **切勿**在嘴唇或眼睛上直接使用微电流激活剂或 FIX MicroWand 祛纹仪。
- 在有金属植入物附近、肿胀、受感染、发炎区域或皮肤溃烂处，如静脈炎、血栓性静脈炎、毛细血管瘤破裂、静脉曲张等局部位置使用此设备时，请务必小心。
- 若您患有深静脈血栓、血液循环障碍、慢性伤口或皮肤病（如湿疹），请谨慎使用此设备。
- 注意避免在甲状腺附近使用电流刺激。
- 在有电子监控设备的场所（如心脏监护、心脏跟踪仪器）或靠近（如 1 米范围内）短波、微波、或电磁场生产设备时，由于有可能引致医疗设备故障，**切勿使用** FIX MicroWand 祛纹仪。
- 使用非 NuFACE 设备的附件、传感器及线缆可能导致电子辐射增加、系统电子抗干扰能力降低、设备损坏或受伤。
- 只使用 FIX MicroWand 祛纹仪提供的额外供电线。可从 NuFACE 或 NuFACE 授权销售商处直接购买适配的 5VAC 1A USB 转 AC 壁式适配器。可选的电源适配器上标有 NuFACE®。始终将电源适配器放置在可以接触之处，以防需要将其从墙上插座上断开。

警告

如有以下情况，**请勿施加刺激或使用该仪器**：

- 直接在嘴唇或眼睛上。
 - 在洗澡或淋浴时。
 - 在极端温度下。
 - 如果怀疑仪器已经损坏或无法正常工作。
 - 在驾驶或操作机器时。
 - **请勿**拆卸此仪器，否则可能导致损坏、故障、电击、火灾或人身伤害。内部不含用户可维修零件。
- 注意：拆开产品则保修无效。**

如遇以下任何情况，**停用此仪器并就医**：

- 持续的疼痛或不适。
- 不适或任何呼吸或吞咽困难。
- 面部有严重的反应或受伤。
- 高血压症状（头晕或头重脚轻）。
- 持续头痛和/或疼痛感。
- 皮肤出现刺激或灼伤。
- 使用过程中皮肤出现不舒适。
- 不使用时，此仪器有持续闪烁的灯光。
- 如果您在使用此仪器和/或微电流活化剂时出现任何不良反应。


使用新仪器前

在使用新仪器之前，请遵循以下重要步骤：

- 1) 将 FIX MicroWand 仪器和 USB 充电线从包装中取出。
 - 2) 将 FIX MicroWand 祛纹仪连接到 USB 插座上开始充电，放在台面或桌面上，远离任何水源。亮起的指示灯 将增加，表明您的仪器正在充电。设备充满电后，所有指示灯都将保持亮着。
- 注意：FIX MicroWand 仪器在充电时不会打开。**
- 3) **重要提示：首次使用 FIX MicroWand 仪器前，需充电 4 小时。**白色 LED 灯闪烁，表示美容仪正在充电。充电完成后，白灯将保持亮着。
 - 4) **重要提示：激活您的皮肤，以确保您对 NuFACE 微电流激活剂不过敏。**请在前臂上涂抹一厘米大小的微电流激活剂，待 15-30 分钟后再洗净。若出现过敏反应（皮疹、发红等），请立即联络 NuFACE 以了解可替代 NuFACE 精华的产品。待妥善处理微电流激活剂过敏反应后，您方可开始使用 FIX MicroWand 仪器进行护理。
 - 5) 当您的 FIX MicroWand 仪器开启后，将伴有蜂鸣声，同时白色 LED 指示灯将亮起。
 - 6) **重要提示：请务必确保 2 (个) 滚珠同时与皮肤直接接触。**护理时避免拉扯肌肤。
 - 7) 当电池需要充电时，FIX MicroWand 祛纹仪蜂鸣器会在护理时将发出 3 次快速脉冲。请注意：FIX MicroWand 祛纹仪不具备收缩肌肉的功效。正确使用吋，电流舒缓且温和。

护理部位

帮助解决这些治疗部位的细纹和皱纹：额头、眼部和嘴部（鼻唇沟）。
重要提示：请勿在嘴唇和眼睛上直接使用该仪器。




护理技术

使用 FIX MicroWand 祛纹仪的快速摩擦技术用轻到中度的力度施压，确保两个滚珠都与皮肤接触。



圆周滑动



横向滑动



纵向滑动

设备强度指示灯

LED 指示灯	护理模式
1 个灯亮	●○○ 眼部(眼下)
2 个灯亮	●●○ 嘴部(笑纹)
3 个灯亮	●●● 细纹(额头)

仪器使用说明

正确遵循使用说明，将达到最佳效果。

1) 清洁

· 用无油洁面乳清洁面部。男性在护理前应剃须，因为面部毛发会干扰滚珠的导电性。
注意：用于皮肤的任何霜状、乳液状、晒黑及/或含油产品，均可阻挡微电流。

2) 活化

重要提示：在使用仪器时，请务必使用 NuFACE 微电流活化剂。

· 护理时，在提拉部位逐个涂抹一层类似面膜的 NuFACE 微电流活化剂。
· 如果在护理期间皮肤变干燥，请重新涂抹活化剂，以便继续安全地使用此仪器。

使用禁忌(续)

3) 准备好仪器

· 按下您的 FIX MicroWand 祛纹仪上的 USB 线，按下电源键启动仪器；此时白色 LED 指示灯将亮起，仪器通电后将发出蜂鸣声。

4) 开始护理

- 在面部选择一个部位开始护理(参见**护理区域**)。
 - FIX MicroWand 祛纹仪有三种护理模式。快速短按电源按钮即可改变护理模式。
 - 选择适当的 LED 指示灯数/护理模式(请参阅**器强度指示灯**)。
 - 将仪器直接放在皮肤上，护理过程中保持两个滚珠与皮肤接触，以保持微电流流动。
 - 中轻度施压，开始护理。
 - 使用以下任何一种滑动方式进行护理：圆周滑动、横向滑动、纵向滑动(参见**护理滑动技术**)。
- 您可以在整个 3 分钟周期内护理一个或多个区域。

重要提示：如果感觉到电流和/或皮肤上有刺痛感，请按以下方法处理：

- 在护理部位涂抹更多 NuFACE 微电流活化剂。按照说明使用，此仪器并不会收缩肌肉。

5) 结束护理

- 护理 3 分钟后 FIX MicroWand 祛纹仪将会自动关闭。
- 也可以在设备运行时按住电源按钮关闭设备，直到 LED 指示灯熄灭，设备停止嗡嗡声。
- 在护理结束并关闭仪器后，按摩以使皮肤吸收剩余的 NuFACE 微电流活化剂，然后使用眼霜、保湿霜和防晒霜。

有关清洁和维护仪器的说明，请查阅“**仪器保养**”部分。

护理频率

- FIX MicroWand 每天最多可在每个护理区域使用 2 次。
- 每周 5 天。
- 可在 NuFACE Trinity+ 或 MINI+ 护理后使用，作为最后的护理步骤。

如需更高级的护理方案和功能，请下载 **NuFACE 智能应用程序** 或访问官网：www.NuFACE.com。

效果

对于不同肤质及肌肤状况，效果将有所不同。定期使用可达到最佳效果。

FIX MicroWand 祛纹仪保养

存放：

- 请在室温环境下保存和使用此仪器。如仪器存放或未被使用超过一定长的时间，请谨慎使用。请检查仪器，如有发现任何电池漏电极象，请勿使用。

清洗：

- 每次护理后，使用略微潮湿的柔软、不起毛的布沾取水或酒精擦拭仪器。目视检查清洁过的表面是否有污染。如果仍有污垢或污染物，请重复上述清洁步骤。如果污垢无法清除，请联系呼叫中心获取更多说明。
- **任何时候都不要将仪器浸入水中。**

充电：

- 首次使用前，请将 FIX MicroWand 仪器充电 4 小时。
- 仪器在充电时不会打开。
- 建议定期为仪器充电，以维持最佳电池寿命。
- 充满电后，该仪器最多可进行 40 次完整的 3 分钟护理周期。
- 充电时，请将本产品置于儿童接触不到的地方。
- 充电时，将本产品放在远离高温、明火和水源的地方，以防止短路或损坏电池。
- 将充电器插入墙面插座，插座应远离水源并位于可轻松接触和断开的位置。

使用禁忌 (续)

电池保养:

为使电池寿命达到理想状态,建议在仪器显示低电量指示灯(仅1个LED灯)且指示灯提示音开始减弱时为仪器充电。

电池检查:

检查仪器的电池电量时,请按住仪器的电源按钮

二(1)秒。电池电量将通过三(3)个LED灯亮起的情况指示:

LED 指示灯	电池电量
无 LED 灯	○○○ 无电电量 建议在使用前充满电四(4)小时。
1个LED灯闪烁	○●○ 电量严重不足。电量不足以开始护理。
1个LED灯亮	●○○ 电池电量过低
2个LED灯亮	●●○ 电池电量中等
3个LED灯亮	●●● 电池电量满

注意: FIX MicroWand 设备的充电电池用户无法取出。如果设备已存放或长时间未使用,请谨慎使用。请检查仪器,如有发现任何电池漏电极迹,请勿使用。

重要提示: 如果处置此仪器,请勿将其投入火中。请根据地方法规处置本仪器及其电池

故障排除

仪器无法启动:

检查仪器是否已充满电。

- 检查仪器是否已充满电。
- 如果仪器无法开启,可能是电池电量已耗尽。
- 仪器充满电可能需要四(4)个小时。
- 有关其他信息,请查阅本用户指南中的“电池”部分。

重置仪器:

- 如需重置仪器,将仪器插上电源。
- 按住电源按钮 10 秒钟。
- 第1个和第3个LED灯将闪烁三(3)次。
- 在LED灯停止闪烁后,就可以开始使用了。

故障排除时请勿尝试拆卸产品,否则会致使保修失效并可能造成人身伤害。

客户支持

如果仪器依然存在任何问题,请发送电子邮件至

info@NuFACE.com 或致电 888-360-9171 (仅限美国) 联系 NuFACE 客服。

保修

NuFACE® 保证所有NuFACE®仪器及其附件在最初购买之日起的两(2)年内不会出现制造商材料和工艺方面的缺陷。我们在本质保下的义务仅限于更换产品,质保期不会延长。本质保不涵盖因滥用、保养不当、使用有害化学物质、可能以任何方式改造产品、仪器丢失和产品购自未经授权的销售商而造成的损失。

对于此类产品,不存在任何其他明示或暗示的保证,无论是针对特定用途的适用性或适用性还是任何其他类型的保证。

对于在美国境内购买的仪器:如需了解更多保修信息,或启动保修索赔及获取退货授权号码,请访问官网 www.NuFACE.com,或致电 888-360-9171 联系客服团队。必须出具授权销售商的收据作为购买证明。

保修(续)

针对美国境外购买的仪器、全球退货和保修:对于所有美国境外购买的产品,保修和退货均取决于购买地点:水疗中心、零售商或分销商。请参考您的收据或咨询销售商,以了解退货及保修条款。

技术信息

NuFACE® FIX MicroWand 祛纹仪符合 IEC 60601-1-2:2014(EMC 并行标准)的要求,包括每米 10伏的电场敏感性要求,频率为 80MHz 至 2.7GHz。然而,即使在仪器的该等免干扰水平下,某些发射装置(手机、双向无线电、无线电话、寻呼发射器、RFID 设备等)也会发出无线电频率,如果操作这些装置时离 FIX MicroWand 祛纹仪太近,可能会中断仪器运行。如果在 FIX MicroWand 祛纹仪附近操作便携式装置,用户应注意可能的无线电频率干扰。建议在护理期间,避免手机、双向无线电、无线电话等发射装置处于 FIX MicroWand 祛纹仪的 10 英尺以内。NuFACE® FIX MicroWand 祛纹仪符合 IEC 60601-1-2:2014 中关于 B 类 1 组中的辐射和传导发射的要求。

NuFACE® FIX MicroWand 祛纹仪符合 IEC 60601-1-2:2014 关于谐波分类 A 中谐波失真的要求。

电磁兼容性

- FIX MicroWand 设备适用于居家护理环境。
- FIX MicroWand 设备不含任何形式的射频或无线技术,经测试不会对其他设备造成有害干扰。
- 在居家护理环境中操作 FIX MicroWand 时,其功能和性能不会降低。
- 清洁设备时,请遵循本《用户手册》中提供的维护和保养说明。
- 给设备充电时,请遵循本《用户手册》中提供的说明。

FIX MicroWand 仪器经测试符合 IEC 60601-1-2 (2020) 和 IEC 60601-4-2 规定的适用电磁兼容性 (EMC) 测试。

辐射排放

测试	测试标准	合规等级
辐射射频排放	CISPR 11	(B 类 1 组) 居家护理环境
闪烁传导射频辐射	CISPR 11	(B 类 1 组) 居家护理环境
谐波失真	IEC 61000 - 3 - 2	合规
电压波动和闪变	IEC 61000 - 3 - 3	合规

机壳抗扰度

测试	测试标准	合规等级
静电放电 (ESD)	IEC 61000 - 4 - 2	± 8kV 触点 ±10 kV、±4 kV、±8 kV、±15 kV 空气
射频电磁辐射场	IEC 61000 - 4 - 3	10 V/m 80 MHz 至 2.7 GHz 80% AM (1 kHz 时)
射频无线通信设备产生的近距磁场	IEC 61000 - 4 - 3	请参阅下面的射频无线测试级列表
额定工频磁场	IEC 61000 - 4 - 8	30A/m 50 Hz 或 60 Hz

电磁相容性(续)

输入交流电源抗扰度

测试	测试标准	抗干扰测试等级
电快速瞬变 / 爆炸	IEC 61000 - 4 - 4	±2 kV 100 kHz 重复频率
线对线浪涌	IEC 61000-4-5	±0.5 kV, ±1 kV
线路对地浪涌	IEC 61000-4-5	±0.5 kV, ±1 kV, ±2 kV
射频场引起的传导干扰	IEC 61000 - 4 - 6	3 V 0,15 – 80 MHz 在 0.15 MHz 至 80 MHz 的 ISM 和业余无线频段中为 6 V 80% AM (1 kHz 时)
电压骤降	IEC 61000 - 4 - 11	0% UT; 0,5 周期 在 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270° 和 315° 0% UT; 1 周期和 70% UT; 25/30 周期 单相: 在 0° 时
电压中断	IEC 61000 - 4 - 11	0% UT; 250/300 周期

射频无线测试级别

符合 IEC 60601-1-2 标准的射频无线测试水平		
频率范围 (MHz)	服务	抗干扰测试等级 (V/m)
385	TETRA 400	27
450	GMRS 460, FRS 460	28
710	LTE 频段 13, 17	9
745		9
780		9
810		28
870	GSM 800/900, TETRA 800, IDEN 820, CDMA 850, LTE 频段 5	28
930		28
1720	GSM 1800; CDMA 1900; GSM 1900; DECT; LTE 频段 1, 3, 4, 25; UMTS	28
1845		28
1970		28
2450	蓝牙、无线局域网、802.11 b/g/n, 射频识别 2450、LTE 频段 7	28

电磁相容性(续)

符合 IEC 60601-1-2 标准的射频无线测试水平		
频率范围 (MHz)	服务	抗干扰测试等级 (V/m)
5240	WLAN 802.11 a/n	9
5500		9
5785		9



符合 EN IEC/UL: 仪器型号 - 60601-1, 60601-1-6, 62366-1, 60601-1-11, 60601-2-10, 60601-1-2, 60529, 62133-2, 60335-1, 60335-2-23 电源 - 60950-1, 60068-2-70

符号

在此仪器、用户手册或包装上, 可能标注有以下一个或多个标记。



欧洲符合性



已经过英国合规性评估



Nemko 电气安全认证项目



欧洲代表



零件号



操作手册; 操作说明



参阅说明手册/宣传册



制造商



符合欧盟有害物质限制指令 2002/95/EC



产品的处置须遵守 WEEE 指令



BF 型应用部件, 是一种提供特殊防触电保护的部件。特别是关于允许的漏电流和保护性接地连接。



II 级双重绝缘电子仪器



防尘: 防水溅保护



可拆卸的电源部分

FIX MicroWand DEVICE GENERAL SPECIFICATIONS

- Device Measurements: 154mm/6.06"(L) x 27mm/1.06"(W) x 24mm/0.94"(D)
- Net Weight: 56 g / 2 oz
- System Kit Gross Measurements:
 - 197mm/7.75" (H) x 89mm/3.5" (W) x 59mm/2.34" (D)
- System Kit Gross Weight: 108 g / 5.8 oz
- Antenna Peak gain: 2.21 dBi
- Antenna type: Chip Antenna
- Antenna impedance: 50Ω nominal

Environmental Conditions

- Operating conditions: 10 to 40 °C, 30 to 75%rH*, 700 to 1060HPa
- Storage conditions: -10 to 55 °C, 10 to 90%rH*, 500 to 1060HPa
- Shipping condition: -10 to 55 °C, 10 to 90%rH*, 500 to 1060HPa

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DE L'APPAREIL FIX MicroWand

- Dimensions de l'appareil : 154 mm/6,06 po (L) x 27 mm/1,06 po (l) x 24 mm/0,94 po (P)
- Poids net de l'appareil : 56 g/2 oz
- Dimensions brutes de l'ensemble du système : 197 mm/7,75 po (H) x 89 mm/3,5 po (L) x 59 mm/2,34 po (P)
- Poids brut de l'ensemble du système : 108 g/5,8 oz
- Gain d'antenne maximal : 2,21 dBi
- Type d'antenne : Antenne à puce

Conditions Environnementales

- Conditions d'utilisation : 10 à 40 °C, 30 à 75 % d'HR*, 700 à 1060 hPa
- Conditions de rangement : -10 à 55 °C, 10 à 90 % d'HR*, 500 à 1060 hPa
- Conditions de transport : -10 à 55 °C, 10 à 90 % d'HR*, 500 à 1060 hPa

ESPECIFICACIONES GENERALES DEL DISPOSITIVO FIX MicroWand

- Medidas del dispositivo: 154 mm/6,06" (L) x 27 mm/1,06" (An) x 24 mm/0,94" (P)
- Peso neto del dispositivo: 56g/2oz
- Medidas brutas del kit del sistema: 197 mm/7,75" (Al) x 89 mm/3,5" (An) x 59 mm/2,34" (P)
- Peso bruto del kit del sistema: 108g/5,8oz
- Ganancia máxima de la antena: 2,21 dBi
- Tipo de antena: Antena de chip
- Impedancia de la antena: 50Ω nominales

Condiciones Ambientales

- Condiciones de funcionamiento: 0 a 40 °C, 30 a 75 % Hr*, 700 a 1060 hPa
- Condiciones de almacenamiento: -10 a 55 °C, 10 a 90 % Hr*, 500 a 1060 hPa
- Condiciones de envío: -10 a 55 °C, 10 a 90 % Hr*, 500 a 1060 hPa

ALLGEMEINE SPEZIFIKATIONEN FIX MicroWand GERÄT

- Gerätemaße: 154 mm/6,06" (L) x 27 mm/1,06" (B) x 24 mm/0,94" (T)
- Geräte-Nettogewicht: 56 g / 2 oz
- Bruttoabmessungen des Sets: 197 mm/6,06" (L) x 89 mm/1,06" (B) x 59 mm/0,94" (T)
- Bruttogewicht der Ausstattung: 108 g / 5,8 oz
- Max. Verstärkung Antenne: maximal 2,21 dBi
- Antennentyp: Chip-Antenne
- Antennenimpedanz: 50Ω nominal

- Battery Rating: 3.7V, 350mAh
- Max Output Current: 225µA
- Max Output Voltage: 28VDC
- Pulse Duration: 10ms – 60ms
- Pulse Frequencies: 8.3 – 50 Hz
- NuFACE AC Power Adapter DZ006THU050100H: 14030
- NuFACE USB Cable (5 V) to Barrel KC-DZ081A: 10671

Umgebungsbedingungen

- Betriebsbedingungen: 10 bis 40° C, 30 bis 75 % rH*, 700 bis 1060 hPa
- Aufbewahrungsbedingungen: -10 bis 55° C, 10 bis 90 % rH*, 500 bis 1060 hPa
- Versandbedingungen: -10 bis 55° C, 10 bis 90 % rH*, 500 bis 1060 hPa

SPECIFICHE GENERALI DISPOSITIVO FIX MicroWand

- Dimensioni dispositivo: 154 mm/6,06"(L) x 27 mm/1,06"(A) x 24 mm/0,94" (P)
- Peso netto dispositivo: 56 g/2 oz
- Dimensioni lorde kit di sistema: 197 mm/7,75" (H) x 89 mm/3,5" (W) x 59 mm/2,34" (P)
- Peso lordo kit di sistema: 108 g/5,8 oz
- Guadagno di picco antenna: 2,21 dBi
- Tipo di antenna: Antenna a chip
- Impedenza dell'antenna: 50Ω nominale

Condizioni Ambientali

- Condizioni di esercizio: da 10 a 40 °C, da 30 a 75%rH*, da 700 a 1060 hPa
- Condizioni di conservazione: da -10 a 55 °C, da 10 a 90%rH*, da 500 a 1060 hPa
- Condizioni di spedizione: da -10 a 55 °C, da 10 a 90%rH*, da 500 a 1060 hPa

FIX MicroWand 기기 일반 사양

- 치수: 154mm/6.06"(L) x 27mm/1.06"(W) x 24mm/0.94"(D)
- 기기 순중량: 56g / 2oz
- 시스템 키트 총 치수: 197mm/7.75" (H) x 89mm/3.5" (W) x 59mm/2.34" (P)
- 시스템 펄스 총량: 108g / 5.8oz
- 안테나 피크 이득: 2.21 dBi
- 안테나 유형: 칩 안테나
- 안테나 임피던스: 공칭 50Ω

환경 조건

- 작동 조건: 10 ~ 40° C, 30 ~ 75%rH*, 700 ~ 1060HPa
- 보관 조건: -10 ~ 55° C, 10 ~ 90%rH*, 500 ~ 1060HPa
- 운송 조건: -10 ~ 55° C, 10 ~ 90%rH*, 500 ~ 1060HPa

FIX MicroWand 技规格一般规格

- 仪器尺寸: 154mm/6.06"(L) x 27mm/1.06"(W) x 24mm/0.94"(D)
- 仪器净重: 56g / 2 oz
- 系统套件总测量值: 197mm/7.75" (H) x 89mm/3.5" (W) x 59mm/2.34" (D)
- 系统套件总重量: 108g / 5.8 oz
- 天线峰值增益: 2.21 dBi
- 天线类型: 芯片天线
- 天线阻抗: 标称50Ω

- 电池额定值: 3.7V, 350mAh
- 最大输出电流: 225µA
- 最大输出电压: 28VDC
- 脉冲持续时间: 10ms – 60ms
- 脉冲频率: 8.3 – 50 Hz
- NuFACE AC电源适配器 DZ006THU050100H: 14030
- NuFACE USB电线 (5V) 至套管KC-DZ081A: 10671

環境条件

- 操作条件: 10至40°C, 30至75%rH*, 700至1060HPa
- 存储条件: -10至55°C, 10至90%rH*, 500至1060HPa
- 运输条件: -10至55°C, 10至90%rH*, 500至1060HPa

- Batterieleistung: 3.7 V, 350 mAh
- Max. Ausgangsstrom: 250 µA
- Maximale Ausgangsspannung: 28 VDC
- Impulsdauern: 10 ms – 60 ms
- Impuls-Frequenzen: 8.3 – 50 Hz
- NuFACE AC-Netzadapter DZ006THU050100H: 14030
- NuFACE USB-Kabel (5 V) auf Hohlstecker KC-DZ081A: 10671



Manufactured by NuFACE® / Fabriqué par NuFACE® / Fabricado por NuFACE®
 Hergestellt von NuFACE® / Prodotto da NuFACE® / 제조사: NuFACE® / NuFACE®制造
 1325 Sycamore Avenue, Suite A, Vista, CA 92081 | 1.888.360.9171 | www.NuFACE.com

©2024 NuFACE®

All Rights Reserved. / Tous Droits Réservés. / Todos Los Derechos Reservados /
 Alle Rechte Vorbehalten. / Tutti i Diritti Riservati. / 모든 권리 보유. / 保留所有权利。

NuFACE® and FIX MicroWand® are registered trademarks of the Carol Cole Company
 Dba NuFACE. / NuFACE® et FIX MicroWand® sont des marques déposées de la société
 Carol Cole Company DBA NuFACE. / NuFACE® y FIX MicroWand® son marcas registra-
 das de Carol Cole Company Dba NuFACE. / NuFACE® und FIX MicroWand® sind eingetra-
 gene Marken der Carol Cole Company Dba NuFACE. / NuFACE® e FIX MicroWand® sono
 marchi registrati della Carol Cole Company Dba NuFACE. / NuFACE® 및 FIX MicroWand®
 는 Carol Cole Company Dba NuFACE의 등록 상표입니다. / NuFACE®和FIX MicroWand®均属
 Carol Cole Company Dba NuFACE的注册商标。

Device designed and Manufactured in California. / Appareil conçu et fabriqué en
 Californie. / Dispositivo diseñado y fabricado en California. / Das Gerät wurde in
 Kalifornien entwickelt und hergestellt. / Dispositivo progettato e prodotto in California. /
 기기는 캘리포니아에서 설계 및 제조되었습니다. / 美国加州设计制造。

Microcurrent Activator made in the USA from U.S. and Imported Materials. / Activateur
 de microcourant fabriqué aux États-Unis à partir de matériaux provenant des États-Unis
 et importés. / Activador de microcorrientes hecho en los Estados Unidos a partir de
 materiales de los EE. UU. e importados. / Mikrostromaktivator, hergestellt in den USA aus
 US-amerikanischen und importierten Materialien. / Attivatore di microcorrente prodotto
 negli Stati Uniti con materiali / americani e importati. / 마이크로커런트 액티브에이터는 미국산 및
 수입 자재로 미국에서 제조되었습니다. / 微电流活化剂由进口材料在美国制造。



Medical Device Safety Service GmbH
 Schiffgraben 41, 30175 Hannover, Germany



Uk Responsible Affiliate: MDSS-UK RP
 6 Wilmslow Road, Rusholme, Manchester
 M14 5TP United Kingdom

BIORIUS / EU: WAVRE, BE /
UK: LONDON WC2H9JQ, GB

75418

N U F A C E®